



# AfiscooterS

La elección de confianza para la movilidad personal

**Afikim Electric Vehicles** es un líder mundial en el desarrollo, fabricación y comercialización de scooters de movilidad para personas mayores y con problemas de movilidad.

Desde 1978, la empresa ha sido pionera en el campo de los scooters de movilidad, con la introducción del primer scooter de movilidad con suspensión total del mundo, el primer scooter plegable del mundo y soluciones más innovadoras. Basándose en una amplia experiencia de más de cuatro décadas y un sólido departamento interno de Investigación y Desarrollo, la empresa continúa impulsando mejoras significativas para los usuarios y nuevas oportunidades para los socios.

Hoy en día, AfiscooterS es una marca líder mundial en la industria de los Scooters eléctricos de movilidad, distinguiéndose por su calidad, innovación y orientación a la satisfacción del cliente.

Nuestro compromiso por proporcionar movilidad e independencia a las personas, nos guía en el desarrollo actual de vehículos seguros, fiables y multifuncionales, ofreciendo a los usuarios una experiencia de movilidad de calidad superior.

## CARACTERÍSTICAS ÚNICAS



### CALIDAD Y DURABILIDAD SUPERIOR

Construcción robusta y componentes de alta calidad para garantizar fiabilidad en la conducción durabilidad por muchos años.



### AMPLITUD DE VERSIONES

Amplia variedad de modelos y versiones para adaptarse a diferentes necesidades y preferencias de los usuarios



### SEGURIDAD DE CONDUCCIÓN

Diseñados para garantizar la seguridad de conducción del usuario, incluyendo controles intuitivos y de fácil uso, sistema de frenado de altas prestaciones y tecnología CSA de adaptabilidad en curvas



### EXPERIENCIA DE CONDUCCIÓN SUPERIOR

Popularmente denominados como el "Mercedes" de los Scooters de movilidad. Afiscooter combina acabados de alta calidad, confort y estilo, para proporcionar una experiencia de movilidad superior.



### POTENCIA Y AUTONOMÍA SUPERIORES

Los AfiscooterS incorporan los motores más potentes del mercado y baterías de GEL de Alta Calidad para garantizar un uso diario en cualquier terreno y recorrer largas distancias.



### CONFORT

Asiento y respaldo multiajustable, sistema de suspensión a las cuatro ruedas y panel de control y conducción ergonómicas, aseguran el máximo confort durante la conducción.

# Gama AfiscootersS



Serie  
**C**

Scooters estables y fiables, disponibles en versiones de 3 y 4 ruedas, que ofrecen potencia, autonomía, maniobrabilidad y facilidad de uso.



Serie  
**S**

Máxima potencia para exteriores. Con motores de 1400 W de potencia nominal, con suspensión ajustable a las 4 ruedas, autonomía de 55 km y peso soportado de hasta 200 Kg.



Serie  
**SE**

Scooter "De Luxe" de 3 ruedas con diseño retro con las máximas prestaciones. Motores de 1300 W, autonomía de 45 Km, Velocidad 15 Km/h y peso soportado de hasta 200 Kg.

# AfiscooterS SERIE C

¡El Scooter multiusos perfecto!  
Para uso en el día a día en interior y exterior

Su diseño exclusivo, pensado para maximizar la protección y seguridad del conductor, y su excelente multifuncionalidad convierten al Nuevo Afiscooter C en el producto perfecto para aquellos usuarios que busque un estilo de vida activo, dinámico y versátil.

La versión de 3 ruedas es increíblemente maniobrable y la versión de 4 ruedas es ultrasólida, ofreciendo una conducción suave y confortable con una estabilidad mejorada.

Viajarás con un estilo y una comodidad excepcionales con cualquiera de las versiones que elijas.



## DESTACADOS

- Diseño robusto para maximizar la protección y seguridad del conductor.
- Manillar Delta con pantalla LCD y controles táctiles a ambos lados para ajustarse a las características de cualquier conductor.
- Sistema de suspensión completo delantero y trasero para un máximo confort durante la conducción (tanto en uso interior como exterior)
- Asiento ergonómico, lujoso y extraordinariamente adaptable, facilita las transferencias y aporta comodidad durante la conducción.
- Excelente espacio de almacenamiento con un compartimento frontal con cerradura y la opción de maletero en la parte posterior.
- Faros LED potentes, duraderos y de bajo consumo.
- Capota rígida opcional para garantizar la comodidad durante la conducción en todas las condiciones climáticas



Potencia de motor  
950 W



Autonomía  
hasta 40 Km



Peso máx. usuario  
150 Kg



Velocidad  
15 Km/h



Pendiente máx.  
16%

## Versiones:

### Afiscooter C3



Nº de ruedas	3	
Longitud Total	130 cm	
Ancho Total	67 cm	
Altura Total	128 cm	
Distancia al suelo	10 cm	
Peso Total	102 Kg	
Radio de giro	225 cm	
Ancho de asiento	46 cm	
Profundidad de asiento	45 cm	
Altura de asiento	Ajust. 45-50 cm	
Altura de respaldo	52 cm	
Peso máx. Usuario	150 Kg	
Autonomía	40 Km	
Velocidad máx.	15 Km/h	
Pendiente máx.	16%	
Potencia Motor	2 x 950 W	
Batería	GEL 70 Ah	
Tipo de rueda	Neumática	
Tamaño rueda	delantera trasera	4.10/3.50-6"

### Afiscooter C4



Nº de ruedas	4	
Longitud Total	137 cm	
Ancho Total	67 cm	
Altura Total	128 cm	
Distancia al suelo	10 cm	
Peso Total	122 Kg	
Radio de giro	340 cm	
Ancho de asiento	46 cm	
Profundidad de asiento	45 cm	
Altura de asiento	Ajust. 45-50 cm	
Altura de respaldo	52 cm	
Peso máx. Usuario	150 Kg	
Autonomía	40 Km	
Velocidad máx.	15 Km/h	
Pendiente máx.	16%	
Potencia Motor	2 x 950 W	
Batería	GEL 70 Ah	
Tipo de rueda	Neumática	
Tamaño rueda	delantera trasera	4.10/3.50-6"

# AfiscooterS SERIE S



**¡El Scooter DEFINITIVO!**  
**A la vanguardia de los Scooters de Exteriores de Altas Prestaciones**

El Nuevo Afiscooter S, con su espacioso diseño, maximiza la protección y seguridad del conductor. Además, su brillante ergonomía y su excelente confort de conducción lo convierten en uno de los scooters de movilidad líderes en su categoría.

Con acabados y componentes de altísima calidad, El Afiscooter S tiene un historial comprobado de alta calidad y fiabilidad duradera, permitiendo recorrer largas distancias de forma cómoda y segura en diversos tipos de terrenos (incluso off-Road) pendientes muy pronunciadas y en condiciones climáticas extremas. (cuando se utiliza el exclusivo techo rígido).

Con asiento individual o doble, disponible en versiones de 3 ruedas (máxima maniobrabilidad) o 4 ruedas (lo último en presencia en carretera y estabilidad) cualquiera que elijas te quedará perfecto

## DESTACADOS



- Nuevo parachoques delantero amortiguador de goma (PU) para maximizar la protección y seguridad del conductor.
- Manillar ergonómico con pantalla LCD mejorada de fácil lectura.
- Lujoso asiento ergonómico giratorio con respaldo alto que proporciona comodidad durante la conducción y facilita las transferencias (disponible en tres anchos 50, 56 ó 60 cm).
- Faros delanteros LED potentes, duraderos y de bajo consumo.
- La opción de neumáticos Wide GT, para mayor tracción y estabilidad, junto con el alto espacio libre del chasis al suelo, otorgan al Afiscooter S un gran rendimiento todoterreno.
- Capota rígida opcional con diseño ergonómico para garantizar un viaje cómodo en todas las condiciones climatológicas.
- Extremadamente espacioso



Potencia de motor  
1400 W



Autonomía  
hasta 60 Km



Peso máx. usuario  
200 Kg



Velocidad  
15 Km/h



Pendiente máx.  
20 %

## Versiones:

# Afiscooter S3



# Afiscooter S3W



Nº de ruedas	3
Longitud Total	155 cm
Ancho Total	68 cm +20 cm ruedas GT
Altura Total	125 cm +40 cm Capota
Distancia al suelo	12,5 cm
Peso Total	153 Kg +12 Kg Ruedas GT +15 Kg Capota
Radio de giro	143 cm
Ancho de asiento	47,5 cm
Profundidad de asiento	45,5 cm
Altura de asiento	Ajust. 45-50 cm
Altura de respaldo	39 cm
Peso máx. Usuario	200 Kg
Autonomía	60 Km
Velocidad máx.	15 Km/h
Pendiente máx.	20%
Potencia Motor	2 x 1400 W
Batería	GEL 86 Ah
Tipo de rueda	Neumática
Tamaño rueda	delantera 3.00-10" trasera 3.50-10"

Nº de ruedas	3
Longitud Total	155 cm
Ancho Total	96 cm
Altura Total	125 cm +40 cm Capota
Distancia al suelo	12,5 cm
Peso Total	163 Kg +12 Kg Ruedas GT +15 Kg Capota
Radio de giro	143 cm
Ancho de asiento	85 cm
Profundidad de asiento	45,5 cm
Altura de asiento	Ajust. 45-50 cm
Altura de respaldo	39 cm
Peso máx. Usuario	200 Kg
Autonomía	60 Km
Velocidad máx.	15 Km/h
Pendiente máx.	20%
Potencia Motor	2 x 1400 W
Batería	GEL 86 Ah
Tipo de rueda	Neumática
Tamaño rueda	delantera 3.00-10" trasera 3.50-10"

## Versiones:

# Afiscooter S4



# Afiscooter S4W



Nº de ruedas	4
Longitud Total	165 cm
Ancho Total	68 cm +20 cm ruedas GT
Altura Total	125 cm +40 cm Capota
Distancia al suelo	12,5 cm
Peso Total	155 Kg +12 Kg Ruedas GT +15 Kg Capota
Radio de giro	220 cm
Ancho de asiento	47,5 cm
Profundidad de asiento	45,5 cm
Altura de asiento	Ajust. 45-50 cm
Altura de respaldo	39 cm
Peso máx. Usuario	200 Kg
Autonomía	60 Km
Velocidad máx.	15 Km/h
Pendiente máx.	20%
Potencia Motor	2 x 1400 W
Batería	GEL 86 Ah
Tipo de rueda	Neumática
Tamaño rueda	delantera 4.10-350-6" trasera 3.50-10"

Nº de ruedas	4
Longitud Total	165 cm
Ancho Total	96 cm
Altura Total	125 cm +40 cm Capota
Distancia al suelo	12,5 cm
Peso Total	165 Kg +12 Kg Ruedas GT +15 Kg Capota
Radio de giro	220 cm
Ancho de asiento	85 cm
Profundidad de asiento	45,5 cm
Altura de asiento	Ajust. 45-50 cm
Altura de respaldo	39 cm
Peso máx. Usuario	200 Kg
Autonomía	60 Km
Velocidad máx.	15 Km/h
Pendiente máx.	20%
Potencia Motor	2 x 1400 W
Batería	GEL 86 Ah
Tipo de rueda	Neumática
Tamaño rueda	delantera 4.10-350-6" trasera 3.50-10"



# Accesorios

## Capota Rígida

### Proporciona protección contra el mal tiempo con estilo

Con un diseño elegante y una construcción robusta, garantiza viajes sin preocupaciones y con el máximo confort durante cualquier época del año.

Fácil de montar y desmontar.



## Protector de LLuvia


### Nuevo diseño para máxima protección.

Se acopla de forma sencilla a la capota y proporciona protección completa ante la lluvia, viento o nieve.

## Otros Accesorios y Opciones



Cinturón de Seguridad



Acelerador de pedal



Compresor de aire



Ruedas Off-Road



Asiento extra Ancho  
56 ó 61 cm



Soporte de bastones



Soporte para bolsa de  
Golf



Funda Protectora



Cajón trasero



Soporte para teléfono  
móvil



Bandeja trasera



Kit cambio acelerador  
mano izquierda

# Afiscooters SERIE SE

**¡Para los amantes de lo retro!**  
**Un icono en el mundo de la movilidad, sinónimo de estilo y fiabilidad**

Un equilibrio de simplicidad, fiabilidad y diseño clásico marca al Afiscooter SE como un vehículo eléctrico personal líder en el mundo durante más de 40 años.

El fuerte chasis de acero y la unidad de potencia trasera combinan fuerza con un largo alcance de conducción, diseñado para un viaje estable y seguro en cualquier terreno.



## DESTACADOS

- Sistema de control electrónico de alta fiabilidad
- Asiento Ultra Confort con reposabrazos ajustable.
- Vehículo silencioso, ecológico de fácil mantenimiento y altamente eficiente.
- Modelo de tres ruedas grandes para óptima tracción en cualquier terreno y para máxima maniobrabilidad.
- Potentes motores para salvar cualquier pendiente y soportar hasta 200 kg de usuario.
- Máxima autonomía de hasta 45 Km
- Gran cesta trasera sólida para almacenamiento



Potencia de motor  
1300 W



Autonomía  
hasta 45 Km



Peso máx. usuario  
200 Kg



Velocidad  
15 Km/h



Pendiente máx.  
20 %

## Versiones:

# Afiscooter SE



# Afiscooter SEW



Nº de ruedas	3
Longitud Total	158 cm
Ancho Total	73 cm
Altura Total	125 cm +80 cm Capota
Distancia al suelo	12,5 cm
Peso Total	146 Kg
Radio de giro	115 cm
Ancho de asiento	46 cm
Profundidad de asiento	45,5 cm
Altura de asiento	Ajust. 45-50 cm
Altura de respaldo	39 cm
Peso máx. Usuario	200 Kg
Autonomía	45 Km
Velocidad máx.	15 Km/h
Pendiente máx.	20%
Potencia Motor	2 x 1300 W
Batería	GEL 70 Ah
Tipo de rueda	Neumática
Tamaño rueda	delantera 2.75-10" trasera 2.75-12"

Nº de ruedas	3
Longitud Total	166 cm
Ancho Total	91 cm
Altura Total	101 cm +80 cm Capota
Distancia al suelo	12,5 cm
Peso Total	163 Kg
Radio de giro	115 cm
Ancho de asiento	85 cm
Profundidad de asiento	45,5 cm
Altura de asiento	Ajust. 45-50 cm
Altura de respaldo	39 cm
Peso máx. Usuario	200 Kg
Autonomía	45 Km
Velocidad máx.	15 Km/h
Pendiente máx.	20%
Potencia Motor	2 x 1300 W
Batería	GEL 70 Ah
Tipo de rueda	Neumática
Tamaño rueda	delantera 2.75-10" trasera 2.75-12"



[www.mylmobility.com](http://www.mylmobility.com)

**move.**



**+34 966 972 725**



**info@mylmobility.com**