

AfiscooterS SERIE C

¡El Scooter multiusos perfecto!
Para uso en el día a día en interior y exterior

Su diseño exclusivo, pensado para maximizar la protección y seguridad del conductor, y su excelente multifuncionalidad convierten al Nuevo Afiscooter C en el producto perfecto para aquellos usuarios que busque un estilo de vida activo, dinámico y versátil.

La versión de 3 ruedas es increíblemente maniobrable y la versión de 4 ruedas es ultrasólida, ofreciendo una conducción suave y confortable con una estabilidad mejorada.

Viajarás con un estilo y una comodidad excepcionales con cualquiera de las versiones que elijas.



DESTACADOS

- Diseño robusto para maximizar la protección y seguridad del conductor.
- Manillar Delta con pantalla LCD y controles táctiles a ambos lados para ajustarse a las características de cualquier conductor.
- Sistema de suspensión completo delantero y trasero para un máximo confort durante la conducción (tanto en uso interior como exterior)
- Asiento ergonómico, lujoso y extraordinariamente adaptable, facilita las transferencias y aporta comodidad durante la conducción.
- Excelente espacio de almacenamiento con un compartimento frontal con cerradura y la opción de maletero en la parte posterior.
- Faros LED potentes, duraderos y de bajo consumo.
- Capota rígida opcional para garantizar la comodidad durante la conducción en todas las condiciones climáticas



Potencia de motor
950 W



Autonomía
hasta 40 Km



Peso máx. usuario
150 Kg



Velocidad
15 Km/h



Pendiente máx.
16%

Versiones:

Afiscooter C3



| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Nº de ruedas | 3 |
| Longitud Total | 130 cm |
| Ancho Total | 67 cm |
| Altura Total | 128 cm |
| Distancia al suelo | 10 cm |
| Peso Total | 102 Kg |
| Radio de giro | 225 cm |
| Ancho de asiento | 46 cm |
| Profundidad de asiento | 45 cm |
| Altura de asiento | Ajust. 45-50 cm |
| Altura de respaldo | 52 cm |
| Peso máx. Usuario | 150 Kg |
| Autonomía | 40 Km |
| Velocidad máx. | 15 Km/h |
| Pendiente máx. | 16% |
| Potencia Motor | 2 x 950 W |
| Batería | GEL 70 Ah |
| Tipo de rueda | Neumática |
| Tamaño rueda | delantera trasera 4.10/3.50-6" |

Afiscooter C4



| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Nº de ruedas | 4 |
| Longitud Total | 137 cm |
| Ancho Total | 67 cm |
| Altura Total | 128 cm |
| Distancia al suelo | 10 cm |
| Peso Total | 122 Kg |
| Radio de giro | 340 cm |
| Ancho de asiento | 46 cm |
| Profundidad de asiento | 45 cm |
| Altura de asiento | Ajust. 45-50 cm |
| Altura de respaldo | 52 cm |
| Peso máx. Usuario | 150 Kg |
| Autonomía | 40 Km |
| Velocidad máx. | 15 Km/h |
| Pendiente máx. | 16% |
| Potencia Motor | 2 x 950 W |
| Batería | GEL 70 Ah |
| Tipo de rueda | Neumática |
| Tamaño rueda | delantera trasera 4.10/3.50-6" |