

AfiscooterS SERIE S



¡El Scooter DEFINITIVO!
A la vanguardia de los Scooters de Exteriores de Altas Prestaciones

El Nuevo Afiscooter S, con su espacioso diseño, maximiza la protección y seguridad del conductor. Además, su brillante ergonomía y su excelente confort de conducción lo convierten en uno de los scooters de movilidad líderes en su categoría.

Con acabados y componentes de altísima calidad, El Afiscooter S tiene un historial comprobado de alta calidad y fiabilidad duradera, permitiendo recorrer largas distancias de forma cómoda y segura en diversos tipos de terrenos (incluso off-Road) pendientes muy pronunciadas y en condiciones climáticas extremas. (cuando se utiliza el exclusivo techo rígido).

Con asiento individual o doble, disponible en versiones de 3 ruedas (máxima maniobrabilidad) o 4 ruedas (lo último en presencia en carretera y estabilidad) cualquiera que elijas te quedará perfecto

DESTACADOS



- Nuevo parachoques delantero amortiguador de goma (PU) para maximizar la protección y seguridad del conductor.
- Manillar ergonómico con pantalla LCD mejorada de fácil lectura.
- Lujoso asiento ergonómico giratorio con respaldo alto que proporciona comodidad durante la conducción y facilita las transferencias (disponible en tres anchos 50, 56 ó 60 cm).
- Faros delanteros LED potentes, duraderos y de bajo consumo.
- La opción de neumáticos Wide GT, para mayor tracción y estabilidad, junto con el alto espacio libre del chasis al suelo, otorgan al Afiscooter S un gran rendimiento todoterreno.
- Capota rígida opcional con diseño ergonómico para garantizar un viaje cómodo en todas las condiciones climatológicas.
- Extremadamente espacioso



Potencia de motor
1400 W



Autonomía
hasta 60 Km



Peso máx. usuario
200 Kg



Velocidad
15 Km/h



Pendiente máx.
20 %

Versiones:

Afiscooter S3



Afiscooter S3W



Nº de ruedas	3
Longitud Total	155 cm
Ancho Total	68 cm +20 cm ruedas GT
Altura Total	125 cm +40 cm Capota
Distancia al suelo	12,5 cm
Peso Total	153 Kg +12 Kg Ruedas GT +15 Kg Capota
Radio de giro	143 cm
Ancho de asiento	47,5 cm
Profundidad de asiento	45,5 cm
Altura de asiento	Ajust. 45-50 cm
Altura de respaldo	39 cm
Peso máx. Usuario	200 Kg
Autonomía	60 Km
Velocidad máx.	15 Km/h
Pendiente máx.	20%
Potencia Motor	2 x 1400 W
Batería	GEL 86 Ah
Tipo de rueda	Neumática
Tamaño rueda	delantera 3.00-10" trasera 3.50-10"

Nº de ruedas	3
Longitud Total	155 cm
Ancho Total	96 cm
Altura Total	125 cm +40 cm Capota
Distancia al suelo	12,5 cm
Peso Total	163 Kg +12 Kg Ruedas GT +15 Kg Capota
Radio de giro	143 cm
Ancho de asiento	85 cm
Profundidad de asiento	45,5 cm
Altura de asiento	Ajust. 45-50 cm
Altura de respaldo	39 cm
Peso máx. Usuario	200 Kg
Autonomía	60 Km
Velocidad máx.	15 Km/h
Pendiente máx.	20%
Potencia Motor	2 x 1400 W
Batería	GEL 86 Ah
Tipo de rueda	Neumática
Tamaño rueda	delantera 3.00-10" trasera 3.50-10"

Versiones:

Afiscooter S4



Afiscooter S4W



Nº de ruedas	4
Longitud Total	165 cm
Ancho Total	68 cm +20 cm ruedas GT
Altura Total	125 cm +40 cm Capota
Distancia al suelo	12,5 cm
Peso Total	155 Kg +12 Kg Ruedas GT +15 Kg Capota
Radio de giro	220 cm
Ancho de asiento	47,5 cm
Profundidad de asiento	45,5 cm
Altura de asiento	Ajust. 45-50 cm
Altura de respaldo	39 cm
Peso máx. Usuario	200 Kg
Autonomía	60 Km
Velocidad máx.	15 Km/h
Pendiente máx.	20%
Potencia Motor	2 x 1400 W
Batería	GEL 86 Ah
Tipo de rueda	Neumática
Tamaño rueda	delantera 4.10-350-6" trasera 3.50-10"

Nº de ruedas	4
Longitud Total	165 cm
Ancho Total	96 cm
Altura Total	125 cm +40 cm Capota
Distancia al suelo	12,5 cm
Peso Total	165 Kg +12 Kg Ruedas GT +15 Kg Capota
Radio de giro	220 cm
Ancho de asiento	85 cm
Profundidad de asiento	45,5 cm
Altura de asiento	Ajust. 45-50 cm
Altura de respaldo	39 cm
Peso máx. Usuario	200 Kg
Autonomía	60 Km
Velocidad máx.	15 Km/h
Pendiente máx.	20%
Potencia Motor	2 x 1400 W
Batería	GEL 86 Ah
Tipo de rueda	Neumática
Tamaño rueda	delantera 4.10-350-6" trasera 3.50-10"

Accesorios

Capota Rígida

Proporciona protección contra el mal tiempo con estilo

Con un diseño elegante y una construcción robusta, garantiza viajes sin preocupaciones y con el máximo confort durante cualquier época del año.

Fácil de montar y desmontar.



Protector de LLuvia


Nuevo diseño para máxima protección.

Se acopla de forma sencilla a la capota y proporciona protección completa ante la lluvia, viento o nieve.

Otros Accesorios y Opciones



Cinturón de Seguridad



Acelerador de pedal



Compresor de aire



Ruedas Off-Road



Asiento extra Ancho
56 ó 61 cm



Soporte de bastones



Soporte para bolsa de
Golf



Funda Protectora



Cajón trasero



Soporte para teléfono
móvil



Bandeja trasera



Kit cambio acelerador
mano izquierda