

Afiscooters SERIE SE

¡Para los amantes de lo retro!
Un icono en el mundo de la movilidad, sinónimo de estilo y fiabilidad

Un equilibrio de simplicidad, fiabilidad y diseño clásico marca al Afiscooter SE como un vehículo eléctrico personal líder en el mundo durante más de 40 años.

El fuerte chasis de acero y la unidad de potencia trasera combinan fuerza con un largo alcance de conducción, diseñado para un viaje estable y seguro en cualquier terreno.



DESTACADOS

- Sistema de control electrónico de alta fiabilidad
- Asiento Ultra Confort con reposabrazos ajustable.
- Vehículo silencioso, ecológico de fácil mantenimiento y altamente eficiente.
- Modelo de tres ruedas grandes para óptima tracción en cualquier terreno y para máxima maniobrabilidad.
- Potentes motores para salvar cualquier pendiente y soportar hasta 200 kg de usuario.
- Máxima autonomía de hasta 45 Km
- Gran cesta trasera sólida para almacenamiento



Potencia de motor
1300 W



Autonomía
hasta 45 Km



Peso máx. usuario
200 Kg



Velocidad
15 Km/h



Pendiente máx.
20 %

Versiones:

Afiscooter SE



Afiscooter SEW



Nº de ruedas	3
--------------	---

Longitud Total	158 cm
----------------	--------

Ancho Total	73 cm
-------------	-------

Altura Total	125 cm +80 cm Capota
--------------	-------------------------

Distancia al suelo	12,5 cm
--------------------	---------

Peso Total	146 Kg
------------	--------

Radio de giro	115 cm
---------------	--------

Ancho de asiento	46 cm
------------------	-------

Profundidad de asiento	45,5 cm
------------------------	---------

Altura de asiento	Ajust. 45-50 cm
-------------------	-----------------

Altura de respaldo	39 cm
--------------------	-------

Peso máx. Usuario	200 Kg
-------------------	--------

Autonomía	45 Km
-----------	-------

Velocidad máx.	15 Km/h
----------------	---------

Pendiente máx.	20%
----------------	-----

Potencia Motor	2 x 1300 W
----------------	------------

Batería	GEL 70 Ah
---------	-----------

Tipo de rueda	Neumática
---------------	-----------

Tamaño rueda	delantera	2.75-10"
	trasera	2.75-12"

Nº de ruedas	3
--------------	---

Longitud Total	166 cm
----------------	--------

Ancho Total	91 cm
-------------	-------

Altura Total	101 cm +80 cm Capota
--------------	-------------------------

Distancia al suelo	12,5 cm
--------------------	---------

Peso Total	163 Kg
------------	--------

Radio de giro	115 cm
---------------	--------

Ancho de asiento	85 cm
------------------	-------

Profundidad de asiento	45,5 cm
------------------------	---------

Altura de asiento	Ajust. 45-50 cm
-------------------	-----------------

Altura de respaldo	39 cm
--------------------	-------

Peso máx. Usuario	200 Kg
-------------------	--------

Autonomía	45 Km
-----------	-------

Velocidad máx.	15 Km/h
----------------	---------

Pendiente máx.	20%
----------------	-----

Potencia Motor	2 x 1300 W
----------------	------------

Batería	GEL 70 Ah
---------	-----------

Tipo de rueda	Neumática
---------------	-----------

Tamaño rueda	delantera	2.75-10"
	trasera	2.75-12"