



**Silla Multifuncional ultraligera, ajustable, ergonómica y confortable para la realización de actividades deportivas y de ocio al aire libre**



**move.**

**BORN TO MOVE**  
iXROVER STROLLER



## VERSATILIDAD

La versatilidad de la xROVER REHA permite la realización de multitud de actividades al aire libre:

- Senderismo,
- Excursiones,
- Acceso a la playa,
- Ski
- Remolque para bicicleta
- Etc.

## CALIDAD

- Fabricación en materiales de primera calidad.
- Chasis totalmente construido en materiales metálicos.
- Estructura en aluminio de aleación superior y piezas de conexión en acero inoxidable.
- La utilización de componentes plásticos se reduce a lo mínimo indispensable.

## CONFORT

El confort y correcto posicionamiento está asegurado.

- Tres tallas diferentes a elegir para mejor adaptación al usuario
- Asiento y respaldo ergonómicos acolchados
- Soportes para cabeza, tronco y piernas
- Cinturón de posicionamiento de 5 puntos
- ...

## SEGURIDAD

La Silla xROVER garantiza la máxima seguridad:

- Chasis tubular soldado
- Ausencia de elementos plásticos de conexión
- Arcos protectores de aluminio
- Insertos de fijación acolchados
- Sistema de suspensión oblicua
- ...

Máxima protección incluso en caso de caídas o vuelcos



**move.**

# Gama xROVER

---



xROVER REHA  
**STANDARD**

Versión básica para paseo y desplazamientos diarios



xROVER REHA  
**ALL IN ONE**

Versión totalmente configurada para todo tipo de actividades de ocio al aire libre



xROVER REHA  
**BUGGY**

Versión deportiva para senderismo y actividades de ocio y deporte al aire libre



xROVER REHA  
**BEACH**

Complemento para acceso a la playa y rodar por terrenos sueltos.



xROVER REHA  
**BIKE TRAILER**

Complemento para ciclismo en familia y recorrer largos caminos

# XROVER REHA STANDARD

## PASEO Y DÍA A DÍA



**Versión básica para paseos y desplazamientos diarios con la máxima seguridad y confort.**

### Configuración

- Construcción monolítica de aluminio
- Cinturón de seguridad de 5 puntos
- Kit de posicionamiento
- Capota
- Bolsa trasera
- Ruedas traseras de plástico de 20" con freno tambor y freno de aparcamiento
- Rueda delantera giratoria de 6" con horquilla de plástico
- Arnés de pecho

### Especificaciones Técnicas

	Talla S	Talla M	Talla L
Peso del marco	3,6 Kg	4,1 Kg	4,8 Kg
Peso de chasis+rueda+capota	17,4 Kg	17,9 kg	18,7 Kg
Ancho Total	76 cm	76 cm	76 cm
Largo Total	118 cm	138 cm	163 cm
Peso máx. de usuario	44 Kg	70 Kg	120 Kg
Estatura de usuario	hasta 120 cm	hasta 150 cm	hasta 185 cm
Tamaño ruedas traseras	20"	20"	20"
Tamaño rueda delantera	6" giratoria	6" giratoria	6" giratoria
Dimensiones de transporte	118 cm (L) x 63 cm (W) x 72 cm (H)	138 cm (L) x 63 cm (W) x 64 cm (H)	163 cm (L) x 63 cm (W) x 68 cm (H)



## Versión totalmente configurada para todo tipo de actividades de ocio al aire libre

### Configuración

- Construcción monolítica de aluminio
- Cinturón de seguridad de 5 puntos
- Kit de posicionamiento
- Capota
- Bolsa trasera
- Ruedas traseras de plástico de 20" con freno tambor y freno de aparcamiento
- Rueda delantera giratoria de 6" con horquilla de plástico
- Arnés de pecho
- Cortavientos
- Protector de lluvia
- Mosquitera
- Rueda adicional delantera de 14"
- Bolsa para rueda
- Riñonera
- Ciclo Set

### Especificaciones Técnicas

Versión Jogging	Talla S	Talla M	Talla L
Peso del marco	3,6 Kg	4,1 Kg	4,8 Kg
Peso de chasis+rueda+capota	18,4 Kg	18,9 Kg	19,7 Kg
Ancho Total	76 cm	76 cm	76 cm
Largo Total	149 cm	172 cm	196 cm
Peso máx. de usuario	44 Kg	70 Kg	120 Kg
Estatura de usuario	hasta 120 cm	hasta 150 cm	hasta 185 cm
Tamaño ruedas traseras	20"	20"	20"
Tamaño rueda delantera	14"	14"	14"
Material del marco	118 cm (L) x 63 cm (W) x 72 cm (H)	138 cm (L) x 63 cm (W) x 64 cm (H)	163 cm (L) x 63 cm (W) x 68 cm (H)

# XROVER REHA BUGGY

## LA SILLA DEPORTIVA MÁS VERSÁTIL

3 TALLAS Y COLORES A ELEGIR

CHASIS TOTALMENTE METÁLICO

ARCOS PROTECTORES DE ALUMINIO

CERTIFICADO DEL INSTITUTO DE PRUEBAS DE INGENIERÍA

## Versión deportiva para senderismo y actividades de ocio y deporte al aire libre

### Configuración

- Construcción monolítica de aluminio
- Cinturón de seguridad de 5 puntos
- Kit de posicionamiento
- Capota
- Bolsa trasera
- Ruedas traseras de 20" con freno tambor y freno de aparcamiento
- Rueda delantera giratoria de 6" con horquilla de plástico
- Arnés de pecho
- Cortavientos
- Protector de lluvia
- Mosquitera
- Rueda adicional delantera de 14"
- Bolsa para rueda
- Riñonera
- Ciclo Set
- Set de ruedas traseras Buggy de 20"x 4.0
- Rueda frontal Buggy 4.00-4"

### Especificaciones Técnicas

	Talla S	Talla M	Talla L
Peso del marco	n/a	4,1 Kg	4,8 Kg
Peso de chasis+rueda+capota	n/a	23,9 kg	24,7 Kg
Ancho Total	n/a	92 cm	92 cm
Largo Total	n/a	162 cm	184 cm
Peso máx. de usuario	n/a	70 Kg	120 Kg
Estatura de usuario	n/a	hasta 150 cm	hasta 185 cm
Tamaño ruedas traseras	n/a	20" x 4.0	20" x 4.0
Tamaño rueda delantera	n/a	4.-00-4"	4.00-4"
Dimensiones de transporte	n/a	138 cm (L) x 63 cm (W) x 64 cm (H)	163 cm (L) x 63 cm (W) x 68 cm (H)

# XROVER REHA BEACH SET

LA SILLA PERFECTA PARA TUS DÍAS DE PLAYA



3 TALLAS Y COLORES A ELEGIR

MÚLTIPLES ACCESORIOS

RUEDAS INTERCAMBIAIBLES

RESISTENTE A LA CORROSIÓN

**Complemento para acceso a la playa y rodar por terrenos sueltos.**

## Configuración

- Construcción monolítica de aluminio
- Cinturón de seguridad de 5 puntos
- Kit de posicionamiento
- Capota
- Bolsa trasera
- Ruedas traseras de plástico de 20" con freno tambor
- y freno de aparcamiento
- Rueda delantera giratoria de 6" con horquilla de plástico
- Arnés de pecho
- 2 x Ruedas traseras globo 19" con eje quick release
- 1 x Rueda delantera globo 12" con horquilla de acerto inox
- Bolsa de transporte

## Especificaciones Técnicas

Versión Beach	Talla S	Talla M	Talla L
Peso del marco	3,6 Kg	4,1 Kg	4,8 Kg
Peso de chasis+rueda+capota	23,4 Kg	23,9 Kg	24,7 Kg
Ancho Total	110 cm	110 cm	110 cm
Largo Total	143 cm	167 cm	191 cm
Peso máx. de usuario	44 Kg	70 Kg	120 Kg
Estatura de usuario	hasta 120 cm	hasta 150 cm	hasta 185 cm
Tamaño ruedas traseras	Globo 19"	Globo 19"	Globo 19"
Tamaño rueda delantera	Globo 12"	Globo 12"	Globo 12"
Material del marco	118 cm (L) x 63 cm (W) x 72 cm (H)	138 cm (L) x 63 cm (W) x 64 cm (H)	163 cm (L) x 63 cm (W) x 68 cm (H)

SILLA DEPORTIVA PARA  
FAMILIAS ACTIVAS

XROVER REHA BIKE TRAILER

3 TALLAS Y COLORES A  
ELEGIR

MÁXIMA COMODIDAD

ADAPTABLE A CUALQUIER  
BICICLETA

COMPLETAMENTE FUNCIONAL

## Complemento para ciclismo en familia y recorrer largos caminos

### Configuración

- Construcción monolítica de aluminio
- Cinturón de seguridad de 5 puntos
- Kit de posicionamiento
- Capota
- Bolsa trasera
- Ruedas traseras de 20" con freno tambor y freno de aparcamiento
- Rueda delantera giratoria de 6" con horquilla de plástico
- Arnés de pecho
- Barra de remolque
- Guardabarros
- Accesorios de conexión a la bicicleta
- 2 x bolas de unión

### Especificaciones Técnicas

Versión Bike	Talla S	Talla M	Talla L
Peso del marco	3,6 Kg	4,1 Kg	4,8 Kg
Peso de chasis+rueda+capota	17,4 Kg	17,9 kg	18,7 Kg
Ancho Total	76 cm	76 cm	92 cm
Largo Total	118cm + 58 cm	138 cm +58 cm	163 cm + 58 cm
Peso máx. de usuario	44 Kg	70 Kg	120 Kg
Estatura de usuario	hasta 120 cm	hasta 150 cm	hasta 185 cm
Tamaño ruedas traseras	20"	20"	20"
Tamaño rueda delantera	6"	6"	6"
Dimensiones de transporte	118 cm (L) x 63 cm (W) x 72 cm (H)	138 cm (L) x 63 cm (W) x 64 cm (H)	163 cm (L) x 63 cm (W) x 68 cm (H)



# Accesorios xROVER



Bolsa de mano



Riñonera



Bolsa para ruedas



Cyclo-Set




Jogging Set radios plástico



Jogging Set radios metálicos



Manillar largo



Freno a la izquierda



Horquilla delantera aluminio



Protector de radios standard



Protector de radios personalizable



Arnés de tronco



Arnés pélvico



Cuña central oval



Cuña centra triangular




Almohadilla de rodilla



Asiento elevador



Set de Playa



Frenos de aparcamiento



Pedal de elevación



Cortavientos



Protector de lluvia



Kit de posicionamiento



Funda Térmica



Bolsa de transporte



Mosquitera



Set de Ski



Visera



Kit de posicionamiento infantil



[www.mylmobility.com](http://www.mylmobility.com)

**move.**



**+34 966 972 725**



**info@mylmobility.com**