

Afiscooter C3^x Monoplaza

C3



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Colores Disponibles



Longitud Total		130 cm
Ancho Total	Ruedas Standard	67 cm
	Ruedas GT	80 cm
Altura Total	Sin capota	128 cm
	Con capota	163 cm
Distancia al Suelo		10 cm
Peso	Sin baterías	75 Kg
	Con baterías	120 Kg
	Incr. Ruedas GT	+ 12 Kg
	Incr. Capota	+ 12 Kg
Radio de Giro		128 cm
Ancho de Asiento		46 cm
Máx. Peso Soportado		135 Kg
Autonomía		40-45 Km
Velocidad Máxima		10-15 Km/h
Pendiente Máxima		16%
Motor	Tracción trasera	2 x 950 W
Tipo de Rueda		Neum. (1,7 bar)
Tamaño Rueda	delantera	4.10/3.50-6 "
	Trasera	4.10/3.50-6 "
Opciones/Accesorios	Capota / Asiento ancho de 20" / Soporte de bastones / Cajón Trasero con llave	