

Afiscooter C4 Con Capota



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Longitud Total		137 cm
Ancho Total	Ruedas Standard	67 cm
Altura Total		163 cm
Distancia al Suelo		10 cm
Peso	Sin baterías	107 Kg
	Con baterías	152 Kg
Radio de Giro		170 cm
Ancho de Asiento		46 cm
Máx. Peso Soportado		150 Kg
Autonomía		40-45 Km
Velocidad Máxima		10-15 Km/h
Pendiente Máxima		16%
Motor	Tracción trasera	2 x 950 W
Tipo de Rueda		Neum. (1,7 bar)
Tamaño Rueda	delantera	4.10/3.50-6 "
	Trasera	4.10/3.50-6 "
Opciones/Accesorios	Capota / Asiento ancho de 20" / Soporte de bastones / Cajón Trasero con llave	

Colores Disponibles

