

x

Afiscooter C4 Monoplaza




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Colores Disponibles



Longitud Total		137 cm
Ancho Total	Ruedas Standard	67 cm
	Ruedas GT	80 cm
Altura Total	Sin capota	128 cm
	Con capota	163 cm
Distancia al Suelo		10 cm
Peso	Sin baterías	95 Kg
	Con baterías	140 Kg
	Incr. Ruedas GT	+ 12 Kg
	Incr. Capota	+ 12 Kg
Radio de Giro		170 cm
Ancho de Asiento		46 cm
Máx. Peso Soportado		150 Kg
Autonomía		40-45 Km
Velocidad Máxima		10-15 Km/h
Pendiente Máxima		16%
Motor	Tracción trasera	2 x 950 W
Tipo de Rueda		Neum. (1,7 bar)
Tamaño Rueda	delantera	4.10/3.50-6 "
	Trasera	4.10/3.50-6 "
Opciones/Accesorios	Capota / Asiento ancho de 20" / Soporte de bastones / Cajón Trasero con llave	