

x



Overlander MINI

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Longitud Total		140 cm
Ancho Total		90 cm
Altura Total		140 cm
Distancia al Suelo		23 cm
Peso		187 Kg
Radio de Giro		320 cm
Ancho de Asiento		46 cm
Máx. Peso Soportado		90 Kg
Baterías de Litio (par)		24v 45 Ah/90 Ah
Velocidad Limitada		6-13 Km/h
Pendiente Máxima		Entre 12%/20%
Motor	Tracción 2/4 Ruedas	4 x 950 W
Diámetro de Rueda		54 cm
Opciones/Accesorios	Control con joystick/ Control con manillar y joystick/ Motores sumergibles/ prolongación de chasis/ Pantalla protectora para el aire/ Arnés de seguridad/ Cabestrante frontal/ Asiento de fibra de carbono y giratorio/ Luces adicionales/ Barra antivuelco superior/ Plataforma de posapiés ajustable/ Ruedas Monster	

Colores Disponibles

