

Afiscooter S4^x Asiento Doble



S4^x wide

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Colores Disponibles



Longitud Total		165 cm
Ancho Total	Ruedas Standard	96 cm
	Ruedas GT	96 cm
Altura Total	Sin capota	125 cm
	Con capota	164 cm
Distancia al Suelo		12,5 cm
Peso	Sin baterías	118 Kg
	Con baterías	165 Kg
	Incr. Ruedas GT	+ 12 Kg
	Incr. Capota	+ 15 Kg
Radio de Giro		228 cm
Ancho de Asiento		85 cm
Máx. Peso Soportado		200 Kg
Autonomía		45-50 Km
Velocidad Máxima		15 Km/h
Pendiente Máxima		20%
Motor	Tracción trasera	2 x 1400 W
Tipo de Rueda		Neum. (1,7 bar)
Tamaño Rueda	delantera	4,10-3.5-6"
	Trasera	3.5-10 "
Opciones/Accesorios	Palanca de velocidad izquierda / Acelerador de pedal / Capota / Protector lateral de lluvia / Soporte para bolsa de Golf / Soporte de bastones / Ruedas GT extra anchas	