

Afiscooter S4^x Con Capota

S4



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Longitud Total		165 cm
Ancho Total	Ruedas Standard	68 cm
	Ruedas GT	88 cm
Altura Total		164 cm
Distancia al Suelo		12,5 cm
Peso	Sin baterías	123 Kg
	Con baterías	155 Kg
	Incr. Ruedas GT	+ 12 Kg
Radio de Giro		228 cm
Ancho de Asiento		51 cm
Máx. Peso Soportado		250 Kg
Autonomía		45-50 Km
Velocidad Máxima		10-15 Km/h
Pendiente Máxima		20%
Motor	Tracción trasera	2 x 1400 W
Tipo de Rueda		Neum. (1,7 bar)
Tamaño Rueda	delantera	4.10/3.50-6"
	Trasera	3.5-10 "
Opciones/Accesorios	Palanca de velocidad izquierda / Acelerador de pedal / Capota / Protector lateral de lluvia / Soporte para bolsa de Golf / Soporte de bastones / Ruedas GT extra anchas	

Colores Disponibles



Azul Gris Plata Rojo