

SILLA DEPORTIVA PARA
FAMILIAS ACTIVAS

XROVER REHA BIKE TRAILER

3 TALLAS Y COLORES A
ELEGIR

MÁXIMA COMODIDAD

ADAPTABLE A CUALQUIER
BICICLETA

COMPLETAMENTE FUNCIONAL

Complemento para ciclismo en familia y recorrer largos caminos

Configuración

- Construcción monolítica de aluminio
- Cinturón de seguridad de 5 puntos
- Kit de posicionamiento
- Capota
- Bolsa trasera
- Ruedas traseras de 20" con freno tambor y freno de aparcamiento
- Rueda delantera giratoria de 6" con horquilla de plástico
- Arnés de pecho
- Barra de remolque
- Guardabarros
- Accesorios de conexión a la bicicleta
- 2 x bolas de unión

Especificaciones Técnicas

Versión Bike	Talla S	Talla M	Talla L
Peso del marco	3,6 Kg	4,1 Kg	4,8 Kg
Peso de chasis+rueda+capota	17,4 Kg	17,9 kg	18,7 Kg
Ancho Total	76 cm	76 cm	92 cm
Largo Total	118cm + 58 cm	138 cm +58 cm	163 cm + 58 cm
Peso máx. de usuario	44 Kg	70 Kg	120 Kg
Estatura de usuario	hasta 120 cm	hasta 150 cm	hasta 185 cm
Tamaño ruedas traseras	20"	20"	20"
Tamaño rueda delantera	6"	6"	6"
Dimensiones de transporte	118 cm (L) x 63 cm (W) x 72 cm (H)	138 cm (L) x 63 cm (W) x 64 cm (H)	163 cm (L) x 63 cm (W) x 68 cm (H)