

XROVER REHA BUGGY

LA SILLA DEPORTIVA MÁS VERSÁTIL

3 TALLAS Y COLORES A ELEGIR

CHASIS TOTALMENTE METÁLICO

ARCOS PROTECTORES DE ALUMINIO

CERTIFICADO DEL INSTITUTO DE PRUEBAS DE INGENIERÍA

Versión deportiva para senderismo y actividades de ocio y deporte al aire libre

Configuración

- Construcción monolítica de aluminio
- Cinturón de seguridad de 5 puntos
- Kit de posicionamiento
- Capota
- Bolsa trasera
- Ruedas traseras de 20" con freno tambor y freno de aparcamiento
- Rueda delantera giratoria de 6" con horquilla de plástico
- Arnés de pecho
- Cortavientos
- Protector de lluvia
- Mosquitera
- Rueda adicional delantera de 14"
- Bolsa para rueda
- Riñonera
- Ciclo Set
- Set de ruedas traseras Buggy de 20"x 4.0
- Rueda frontal Buggy 4.00-4"

Especificaciones Técnicas

	Talla S	Talla M	Talla L
Peso del marco	n/a	4,1 Kg	4,8 Kg
Peso de chasis+rueda+capota	n/a	23,9 kg	24,7 Kg
Ancho Total	n/a	92 cm	92 cm
Largo Total	n/a	162 cm	184 cm
Peso máx. de usuario	n/a	70 Kg	120 Kg
Estatura de usuario	n/a	hasta 150 cm	hasta 185 cm
Tamaño ruedas traseras	n/a	20" x 4.0	20" x 4.0
Tamaño rueda delantera	n/a	4.-00-4"	4.00-4"
Dimensiones de transporte	n/a	138 cm (L) x 63 cm (W) x 64 cm (H)	163 cm (L) x 63 cm (W) x 68 cm (H)