

Afiscooter SE Monoplaza



CONFIGURACIÓN STANDARD

Scooter de 3 ruedas (S3W). Velocidad máxima 15 km/h.
Motores de 1300 W(x2). Baterías de GEL del 12V 70 Ah (x2).
Autonomía 40 Km. Peso máximo de usuario 200 Kg.
Pendiente máxima 20 %. Pantalla LCD. Suspensión delantera y trasera. Asiento anatómico giratorio y regulable con reposabrazos abatibles y regulables. Cesta trasera integrada

HOJA DE PEDIDO Y PRECIOS. (21% IVA no incluido)

Versión 2025.02

		PVP REC.
AFI-PRO0056SS	Afiscooter SE Monoplaza	4.890,00 €

ACCESORIOS		PVP REC.
AFI-AS00474	Capota Afiscooter Standard SE v2.4	995,00 €
AFI-AS00467	Antivuelco (unidad)	30,00 €
AFI-1000081	Espejo retrovisor (unidad)	30,00 €

