


PANDHORA EP3 ENDURO



CODIGO	DESCRIPCION	PVP RECOM
PND-P3-END	Propulsor eléctrico para silla de ruedas modelos PANDHORA EP3 ENDURO ☐	5.250,00 €

Equipamiento de Serie:

- Rueda de 16 " FAT.
- Motor de 1000 W.
- Batería de Litio de 48 V 16 Ah.
- Pantalla LCD color.
- Soporte de aparcamiento integrado.
- Doble Freno de disco electrohidráulico
- Faro fundido a presión con rejilla protectora
- Marcha Atrás.
- Control de Crucero
- Botón de freno estático regenerativo (RBS)
- Espejo retrovisor
- Gancho para bolsa

TIPO DE CONEXIÓN					
PND-P3-TPL	Soporte de Conexión Lateral	☐			s/c
PND-P3-TPC	Soporte de Conexión Central	☐			550,00 €
COLOR DEL MARCO					
PND-P3-CMN	Negro	☐			s/c
PND-P3-CMA	Azul	☐			300,00 €
PND-P3-CMP	Púrpura	☐			300,00 €
PND-P3-CMC	Personalizado (indicar RAL)	☐	RAL ()		500,00 €
CONFIGURACIÓN DEL MANILLAR					
Tipo de Manillar					
PND-P3-TMS	Manillar Standard	☐			s/c
PND-P3-TMP	Manillar Plegable	☐			90,00 €
PND-P3-TMT	Manillar Tetra Start & Stop	☐			550,00 €
Configuración Manillar Standard					
PND-P3-DMFE	Doble Maneta de Freno Electrohidráulico + Control de Crucero	☒	Lado izquierdo	☒	Lado derecho s/c
PND-P3-PLS	Palanca de Liberación Standard	☒	Lado izquierdo	☐	Lado derecho s/c
PND-P3-PLC	Palanca de Liberación Confort	☐	Lado izquierdo	☐	Lado derecho 65,00 €
PND-P3-APÑ	Acelerador de puño	☐	Lado izquierdo	☒	Lado derecho s/c
PND-P3-APV	Acelerador de pulgar vertical	☐	Lado izquierdo	☐	Lado derecho s/c
PND-P3-APH	Acelerador de pulgar horizontal	☐	Lado izquierdo	☐	Lado derecho s/c
PND-P3-ESS	Botón ESS (Start&Stop)	☐	Lado izquierdo	☐	Lado derecho 200,00 €
PND-P3-BMA	Botón marcha atrás	☐	Lado izquierdo	☒	Lado derecho s/c
PND-P3-BTM	Botón Multifunción	☒	Lado izquierdo	☐	Lado derecho s/c
PND-P3-RBS	Botón freno estático regenerativo RBS	☐	Lado izquierdo	☒	Lado derecho s/c
PND-P3-CC	Botón de control de crucero CC	☒	Lado izquierdo	☐	Lado derecho s/c
PND-P3-ER	Espejo retrovisor Unidad	☐	Lado izquierdo	☒	Lado derecho s/c
PND-P3-SMI	Soporte de Muñeca inferior para Manillar Tetra (unidad)	☐	Lado izquierdo	☐	Lado derecho 85,00 €
PND-P3-SMS	Soporte de Muñeca superior para Manillar Tetra (unidad)	☐	Lado izquierdo	☐	Lado derecho 85,00 €
OTROS ACCESORIOS Y OPCIONES					
PND-P3-BF	Bolsa frontal	☐			50,00 €
PND-P3-BA36V	Batería de avión 36 V 288 Wh	☐			750,00 €
PND-P3-BA48V	Batería de avión 48 V 288 Wh	☐			750,00 €
PND-P3-CBRC	Funda protectora brazos laterales (par)	☐			70,00 €
PND-P3-CRP	Funda protectora brazos frontales (par)	☐			50,00 €
PND-P3-BV	Bolsa de viaje para transporte EP3	☐			200,00 €
CONTROLADOR IA					
PND-P3-CIAS	Controlador IA Standard	☐			600,00 €
	ESS 2.0 - Start & Stop Electrónico				
	DCC - Control de crucero dinámico				
	PEB - Freno electrónico progresivo				
	DAS - Control de tracción dinámico				
	ECO - Optimizador de consumo de energía				
	PPS - Software personalizable con protección por contraseña				
PND-P3-CIAA	Controlador IA Avanzado	☐			950,00 €
	ESS 2.0 - Start & Stop Electrónico				
	DCC - Control de crucero dinámico				
	PEB - Freno electrónico progresivo				
	DAS - Control de tracción dinámico				
	ECO - Optimizador de consumo de energía				
	PPS - Software personalizable con protección por contraseña				
	DDR- Radar direccional dinámico				