

PANDHORA EP3 OFF-ROAD



CODIGO	DESCRIPCION	PVP RECOM
PND-P3-OFF	Propulsor eléctrico para silla de ruedas modelos PANDHORA EP3 OFF-ROAD ☐	6.100,00 €

Equipamiento de Serie:

- Rueda antipinchazos tubeless con tacos de 14,5"
- Motor de 1000 W.
- Batería de Litio de 48 V 16 Ah.
- Pantalla LCD color.
- Soporte de aparcamiento integrado.
- Doble Freno de disco electrohidráulico
- Faro fundido a presión con rejilla protectora
- Marcha Atrás.
- Control de Crucero
- Botón de freno estático regenerativo (RBS)
- Doble Espejo retrovisor
- Bolsa frontal
- Gancho para bolsa


TIPO DE CONEXIÓN				
PND-P3-TPL	Soporte de Conexión Lateral	☐		s/c
PND-P3-TPC	Soporte de Conexión Central	☐		550,00 €
COLOR DEL MARCO				
PND-P3-CMN	Negro	☐		s/c
PND-P3-CMA	Azul	☐		300,00 €
PND-P3-CMP	Púrpura	☐		300,00 €
PND-P3-CMC	Personalizado (indicar RAL)	☐	RAL ()	500,00 €
CONFIGURACIÓN DEL MANILLAR				
Tipo de Manillar				
PND-P3-TMS	Manillar Standard	☐		s/c
PND-P3-TMP	Manillar Plegable	☐		90,00 €
PND-P3-TMT	Manillar Tetra Start & Stop	☐		550,00 €
Configuración Manillar Standard				
PND-P3-DMFE	Doble Maneta de Freno Electrohidráulico + Control de Crucero	☒	Lado izquierdo	☒ Lado derecho s/c
PND-P3-PLS	Palanca de Liberación Standard	☒	Lado izquierdo	☐ Lado derecho s/c
PND-P3-PLC	Palanca de Liberación Confort	☐	Lado izquierdo	☐ Lado derecho 65,00 €
PND-P3-APÑ	Acelerador de puño	☐	Lado izquierdo	☒ Lado derecho s/c
PND-P3-APV	Acelerador de pulgar vertical	☐	Lado izquierdo	☐ Lado derecho s/c
PND-P3-APH	Acelerador de pulgar horizontal	☐	Lado izquierdo	☐ Lado derecho s/c
PND-P3-ESS	Botón ESS (Start&Stop)	☐	Lado izquierdo	☐ Lado derecho 200,00 €
PND-P3-BMA	Botón marcha atrás	☐	Lado izquierdo	☒ Lado derecho s/c
PND-P3-BTM	Botón Multifunción	☒	Lado izquierdo	☐ Lado derecho s/c
PND-P3-RBS	Botón freno estático regenerativo RBS	☐	Lado izquierdo	☒ Lado derecho s/c
PND-P3-CC	Botón de control de crucero CC	☒	Lado izquierdo	☐ Lado derecho s/c
PND-P3-ER	Espejo retrovisor Unidad	☒	Lado izquierdo	☒ Lado derecho s/c
PND-P3-SMI	Soporte de Muñeca inferior para Manillar Tetra (unidad)	☐	Lado izquierdo	☐ Lado derecho 85,00 €
PND-P3-SMS	Soporte de Muñeca superior para Manillar Tetra (unidad)	☐	Lado izquierdo	☐ Lado derecho 85,00 €
OTROS ACCESORIOS Y OPCIONES				
PND-P3-BF	Bolsa frontal	☒		s/c
PND-P3-BA36V	Batería de avión 36 V 288 Wh	☐		750,00 €
PND-P3-BA48V	Batería de avión 48 V 288 Wh	☐		750,00 €
PND-P3-CBRC	Funda protectora brazos laterales (par)	☐		70,00 €
PND-P3-CRP	Funda protectora brazos frontales (par)	☐		50,00 €
PND-P3-BV	Bolsa de viaje para transporte EP3	☐		200,00 €
CONTROLADOR IA				
PND-P3-CIAS	Controlador IA Standard	☐		600,00 €
	ESS 2.0 - Start & Stop Electrónico			
	DCC - Control de crucero dinámico			
	PEB - Freno electrónico progresivo			
	DAS - Control de tracción dinámico			
	ECO - Optimizador de consumo de energía			
	PPS - Software personalizable con protección por contraseña			
PND-P3-CIAA	Controlador IA Avanzado	☐		950,00 €
	ESS 2.0 - Start & Stop Electrónico			
	DCC - Control de crucero dinámico			
	PEB - Freno electrónico progresivo			
	DAS - Control de tracción dinámico			
	ECO - Optimizador de consumo de energía			
	PPS - Software personalizable con protección por contraseña			
	DDR- Radar direccional dinámico			

MARCA Y MODELO SILLA DE RUEDAS

TIPO CHASIS

CHASIS

CONFIGURACIÓN



L cm

L > 34 cm (13,4") Albergo: L

L ≤ 34 cm (13,4") Eje: S*

*Ancho del brazo S: -2 cm;
M: -6,5 cm; L: -6,5 cm

Tamaño
ruedas delanteras





Plato 1/Plato 3

Plato 2/Plato 4

☐ PLATAFORMA FIJA CON MARCO INCLINADO / MARCO CERRADO

Conexión: B

NB: fijación con abrazadera de 3 tornillos



Caballote: Normal
Manillar: 17 cm; 6,7"

Brazos: M

Reguladores de profundidad: L

☐ PLATAFORMA DESMONTABLE

Conexión: C



Recomendado: Tapón cónico externo

*Nota: Área de corte en caso de interferencia máximo 3,5 cm

Caballote: Retráctil
Manillar: 17 cm; 6,7"

Brazos: bajados

Reguladores de profundidad: L

PARA ADJUNTAR AL FORMULARIO DE PEDIDO

Para garantizar una correcta configuración del propulsor y del sistema de acoplamiento dedicado, por favor adjunte las fotografías siguiendo el formato indicado.




Foto frontal con cinta métrica desde el suelo.




Foto lateral con cinta métrica desde el suelo.

Importante: 1) La columna cónica debe estar paralela al suelo; en ausencia de paralelismo, el mejor compromiso es la punta apuntando hacia abajo. 2) Apretar todos los tornillos con par de apriete 5-12 Nm. (Apretar con cuidado, teniendo cuidado de no dañar el tubular)

SOPORTE TÉCNICO: Ing. Alexander Troncone +39 3282177608

apto para todo tipo de marcos con sección ovalada, rectangular, cuadrada, irregular, redonda Ø 19-36 mm (3/4" -1" 3/8)