

# ECO TRAVEL

TU BILLETE A LA MOVILIDAD SIN DIFICULTAD

- MANILLARES PLEGABLES
- SISTEMA DE FRENADO DUAL
- 5 COLORES
- FUNDA INTELIGENTE EN STOCK\*



\* consultar las opciones y modelos disponibles en la tabla



El sistema de gestión de calidad de Rehasense cumple con las normas ISO 9001 e ISO 13485, según lo confirmado por TÜV NORD. Los productos sanitarios de Rehasense cuentan con el marcado CE y cumplen los requisitos del Reglamento (UE) 2017/745 (MDR). Los productos sanitarios de Rehasense cuentan con el marcado UKCA y cumplen los requisitos de la normativa MHRA.



VI-2026

Se excluyen errores y omisiones

# ECO TRAVEL

LA MANERA INTELIGENTE DE VIAJAR



REHASENSE

NUEVO PRODUCTO



[www.rehasense.es](http://www.rehasense.es)

# ECO TRAVEL

## COMPACTO Y FÁCIL DE TRANSPORTAR

Presentamos el complemento eléctrico Rehasense ECO TRAVEL para sillas de ruedas manuales: una transformación radical para quienes buscan Movilidad optimizada en movimiento. Diseñada con un enfoque en su movilidad, la ECO TRAVEL es el accesorio eléctrico más ligero de nuestra gama, compacto y fácil de transportar. Ya sea en el hogar, durante un viaje o explorando nuevos destinos, está concebida para su comodidad e independencia. La ECO TRAVEL convierte sin esfuerzo su silla de ruedas manual en una compañera potente y fácil de manejar, ideal tanto para trayectos cortos como largos. Puede seleccionar entre las versiones ECO TRAVEL STANDARD (Bx) y ECO TRAVEL ADVANCED (Lx).

### CONFIGURACIÓN SENCILLA Y RENDIMIENTO

- **Instalación ágil y sencilla:** el sistema de ensamblaje modular no requiere soportes premontados
- **Comodidad personalizable:** configuraciones intuitivas que incluyen ajustes de altura y longitud que aseguran una comodidad óptima al sentarse y conducir
- **Autonomía de batería incomparable:** la mayor autonomía de batería disponible en el mercado en esta categoría: hasta 45 km con batería estándar
- **Estable y seguro:** la sujeción de dos abrazaderas en el marco delantero ofrece una estabilidad y protección excepcionales durante la conducción.

### COMPATIBILIDAD

- Se puede utilizar con sillas de ruedas manuales tanto rígidas como plegables, también modelos con reposapiernas desmontables
- Se pueden instalar en casi todos los modelos de sillas de ruedas del mercado\*
- Cubre anchos de marco de instalación entre 220 y 480 mm

### BLOQUEO Y DESBLOQUEO

SwiftDocking y Undocking: experimente la configuración más ágil en el mercado: ágil y sin complicaciones, solo se requieren unos segundos para estar preparado para conducir

### SEGURIDAD EN LA QUE PUEDES CONFIAR

- Sistema de frenado dual (frenos de tambor y frenos electrónicos)
- El sistema de autocentrado garantiza una conducción segura y cómoda.

\*No recomendamos utilizar ECO TRAVEL con sillas de ruedas de fibra de carbono. Rehasense no asume ninguna responsabilidad por daños.



### CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Manillar con sistema de plegado incorporado



Sistema de frenos dual (tambor y frenos electrónicos)



El sistema de montaje modular no necesita soportes premontados, lo que facilita una instalación sin complicaciones

### DATOS TÉCNICOS



	ECO TRAVEL Bx (STANDARD)	ECO TRAVEL Lx (ADVANCED)
<b>Peso total</b>	13,08 kg	14,16 kg
<b>Peso de transporte</b>	8 kg	9,04 kg
<b>Peso máximo del usuario</b>	110 kg	
<b>Tamaño de la rueda</b>	8"/200 mm	
<b>Potencia del motor</b>	250 W	350 W
<b>Par motor máximo</b>	16 Nm	19 Nm
<b>Modos de velocidad</b>	2 marchas	3 marchas
<b>Velocidad máxima</b>	hasta 15 km/h	hasta 20 km/h
<b>Potencia de ascenso</b>	hasta 10% (6°)	
<b>Batería estándar</b>	Li-on, 48 V/ 5,8 Ah/ 278 Wh	
<b>Autonomía de conducción</b>	hasta 45 km	
<b>Pantalla</b>	1,34" LCD blanco y negro	1,81" LCD, color
· Opciones de configuración	Ninguno	Sí
· Lenguaje	Solo en inglés	Multilingüe
· Control de crucero	No	Sí
· Freno de motor (CLC)	No	Sí
· Función CAMINAR	No	Sí
<b>Colores/Personalización</b>	Negro	Verde, Naranja, Azul, Rojo, Negro
<b>Manillar</b>	Fijo	Plegable
<b>Potencia del manillar</b>	100 mm, longitud fija	Long. ajust. de 180 a 215 mm fácil plegable (s/ herramientas)
<b>Tipo de patas de soporte</b>	Patas simples	Incluye ruedas
<b>Maleta de viaje</b>	Disponible como accesorio	Incluido

Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones.

### ECO TRAVEL SMART CASE

#### ¡Les presentamos el estuche inteligente ECO TRAVEL!

Con un ajuste a medida interior acolchado que amortigua los impactos y material de lona ligero que garantiza que trasladar su ECO TRAVEL sea seguro, sencillo y protegido, ya sea que viaje cerca o a larga distancia.

Altura: 77 cm  
Anchura: 51 cm  
Profundidad: 36 cm  
Bolsa de viaje incluida. EPE: 8,6 kg  
Cargador y herramientas: 1 kg

Interior personalizado

