

# ICON 125

LA SILLA DE RUEDAS CONFORTABLE



REHASENSE

**NUEVO  
ARTÍCULO**



# ICON 125

GRAN COMODIDAD EN EL ASIENTO Y EN LA POSICIÓN



COMFORT LINE



Las sillas de ruedas de confort, o “sillas de ruedas multifuncionales”, como se las conoce, deben cumplir con altos requisitos para satisfacer las necesidades de usuarios y cuidadores. La ICON 125 ofrece un excelente asiento y comodidad posicional, además de numerosas opciones de ajuste integradas para garantizar un ajuste preciso. Nuestro sistema modular de movilidad ICON permite intercambiar y combinar numerosos componentes de nuestras sillas de ruedas de confort ICON 120 (de acero) y 125 (de aluminio) con las sillas de ruedas de nuestra gama ICON 10-40.

## CARACTERÍSTICAS A SIMPLE VISTA

- Los cojines laminados del asiento y del respaldo ofrecen un excelente confort Control postural y distribución de la presión sobre la prominencia ósea con un adecuado soporte lateral para prevenir que el usuario se desplace hacia los lados.
- El marco del respaldo es ajustable en ángulo, profundidad y altura para adaptarse a todo tipo de espaldas.
- El soporte de cabeza y cuello presenta un deslizamiento mediolateral de 11,5 cm así como la regulación de altura, ángulo y profundidad.
- El sistema de movilidad ICON permite un ajuste ilimitado de la profundidad del asiento.
- El ancho de las caderas se puede regular mediante los apoyabrazos y los laterales con almohadillas de panel (disponibles únicamente con la versión de 16” con ruedas).

## DATOS TÉCNICOS

SWL	Peso	Anchos de asiento (SW)	Profundidad del asiento	Altura del asiento delantera	Altura del asiento posterior	Ángulo de inclinación	Rango de inclinación
150 kg	SW 41 cm 31 kg SW 46 cm 33 kg SW 51 cm 36 kg	41, 46, 51 cm	40 - 53 cm (ancho de asiento 41/46) 45 - 58 cm (ancho del asiento 51)	44 - 47 cm	43 - 50,5 cm	hasta 35 °	hasta 30 °

## RUEDAS Y FRENOS

- Puede equiparse con ruedas traseras de 20”, 22” y 24” para usuarios auto-propulsados, así como con ruedas de 16” traseras para acompañantes
- Las ruedas frontales están disponibles en PU negro con opciones de freno de 6”, 7” y 8” que incluyen tambor
- Frenos de tambor y frenos de rodilla con diversas opciones de sujeción

## MARCO Y TRANSPORTE

- La distancia entre ejes puede ser ampliada en la parte delantera por 5 cm (SW: 41/46 cm) o 10 cm (SW: 51 cm)
- Equipado con un frontal y soportes de montaje traseros para asegurar la silla de ruedas como asiento en el vehículo

## COJINES PARA RESPALDO Y ASIENTO

- Espalda: buen soporte lateral y lumbar
- Asiento: Alivio de presión bajo la tuberosidad isquiática, soporte adicional en los lados lateral y medial de los muslos y en la zona posterior del borde de los glúteos
- También se encuentra disponible un pomo de abducción

## CARACTERÍSTICAS ESPECIALES



Reposabrazos: abatibles, ajustables en altura y profundidad. Reposapiernas con almohadillas para pantorrillas: abatibles, desmontables y levables

Reposacabezas totalmente ajustable, con alas laterales plegables para mayor soporte lateral

Manetas de empuje de altura ajustable



Su distribuidor de Rehasense



El sistema de gestión de calidad de Rehasense cumple con las normas ISO 9001 e ISO 13485, según lo confirmado por TÜV NORD. Los productos sanitarios de Rehasense cuentan con el marcado CE y cumplen los requisitos del Reglamento (UE) 2017/745 (MDR). Los productos sanitarios de Rehasense cuentan con el marcado UKCA y cumplen los requisitos de la normativa MHRA.

