

ICON 30 FAF

PAR A ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE



REHASENSE

**NUEVO
PRODUCTO**



ICON 30 FAF

LA SILLA DE RUEDAS LIGERA



ESTABLE Y CONFIABLE

La ICON 30 FAF es una silla de ruedas extremadamente estable ideal para actividades al aire libre. Esta silla plegable, con su chasis anterior fijo (FAF), ofrece diversas posibilidades de ajuste, adaptándose así a las necesidades del usuario. Se pueden seleccionar diferentes niveles de ajuste según el nivel de actividad del usuario. El ángulo de las ruedas delanteras es ajustable, lo que permite una amplia combinación de alturas e inclinaciones de asiento para adaptarse a todo tipo de usuarios. La silla de ruedas está fabricada con tubos de aluminio de alta resistencia y cuenta con marcos laterales reforzados para garantizar una conexión estable con los accesorios PAWS Power Add-Ons y la rueda TRACK.

CARACTERÍSTICAS DE UN VISTAZO

- Asistente autopropulsado
- Varias posibilidades de ajuste
- Centro de gravedad ajustable
- Ruedas traseras con 2 grados de inclinación
- Asas plegables
- Reposapiernas fijos

COLOR: Negro mate

DATOS TÉCNICOS

Peso (Ancho del asiento 45 cm)	Peso de transporte	Peso máx usuario	Anchos de asiento	Profundidad asiento	Altura del asiento delantera	Altura del asiento posterior	Altura respaldo	Altura total	Ancho plegada	Ancho total	Reposapiés ángulo (en la pierna)	Ruedas giratorias delanteras	Ruedas traseras
13 kg	8,5 kg	125 kg	40 ó 45 cm	40 or 45 cm	43,5 - 48,5 cm	39 - 45,5 cm	31 ó 34 cm	83 or 86 cm	35 cm	63 ó 68 cm	80°	5"/125 mm	24" x 1"

ALGUNOS DETALLES IMPORTANTES



Correas traseras ajustables en tensión



Antivuelco disponible como accesorio



Reposabrazos regulables en altura y extraíbles



Reposapiés de longitud ajustable



Ruedas ligeras de 24" x 1", incluye neumático de alta presión.



ICON 30 FAF con TRACK WHEEL (solo para la versión de doble brazo)



ICON 30 FAF es la silla de ruedas ideal para usar con PAWS



Su distribuidor de Rehasense



El sistema de gestión de calidad de Rehasense cumple con las normas ISO 9001 e ISO 13485, según lo confirmado por TÜV NORD. Los productos sanitarios de Rehasense cuentan con el marcado CE y cumplen los requisitos del Reglamento (UE) 2017/745 (MDR). Los productos sanitarios de Rehasense cuentan con el marcado UKCA y cumplen los requisitos de la normativa MHRA.

