

ICON 60

LA SILLA DE RUEDAS ACTIVA



REHASENSE



ICON 60

LA SILLA DE RUEDAS ACTIVA



DISEÑADO CON ALTA CAPACIDAD DE AJUSTE

La nueva silla de ruedas manual ICON60 es una de las Sillas de ruedas más ajustables disponibles actualmente. Esta última incorporación a la gama REHASENSE, con un chasis ligero y rígido de aleación de aluminio Serie 7000 y paneles laterales de fibra de carbono, ha sido diseñada para que el usuario pueda ajustar diversos elementos de la silla según sus necesidades. La longitud del chasis y el ángulo del asiento son ajustables y, para una máxima comodidad, el respaldo, plegable para facilitar el transporte de la ICON 60 en coche, puede ajustarse hacia adelante hasta 20° o hacia atrás hasta 10°.

CARACTERÍSTICAS DE UN VISTAZO

- Silla de ruedas ligera con estructura rígida
- Ancho del asiento: 36-50 cm, ancho delantero: 26-40 cm, ancho del reposapiés: 19-33 cm
- Altura del asiento (47,5-50 cm) y centro de gravedad ajustables
- Ángulo de las ruedas delanteras ajustable
- Bandas de sujeción fácilmente ajustables para los cojines del asiento y del respaldo

COLOR

Negro mate


DETALLES TÉCNICOS

Peso (sin ruedas / cojín)	Peso máx usuario	Ancho de asiento	Prof. asiento	Ángulo del marco frontal	Ángulo del respaldo	Altura delantera del asiento	Altura trasera del asiento	Altura del reposapiés	Centro de gravedad	Altura del respaldo
desde 6,9 kg	120 kg	36-48 cm	40-49 cm (incremento de 1,5 cm)	90° (hacia el asiento)	frente: 0 -> +20 atrás: -10 -> 0°	47 / 49 / 50 cm	42 / 44.5 / 47 cm	4 posiciones (incremento de 1,5 cm)	8 posiciones (incremento de 1,5 cm)	fijo 25 / 30 / 35 cm variable 30 - 36 cm

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES



Respaldo regulable en tensión y altura



Asiento deportivo fabricado con tejido 3D transpirable



Panel lateral ligero de fibra de carbono: plegable, extraíble y abatible



Reposapiés abierto y regulable en altura



Freno de mano horizontal fácil de usar



ICON 60 con TRACK WHEEL



ICON 60 con PAWS



Su distribuidor de Rehasense



El sistema de gestión de calidad de Rehasense cumple con las normas ISO 9001 e ISO 13485, según lo confirmado por TÜV NORD. Los productos sanitarios de Rehasense cuentan con el marcado CE y cumplen los requisitos del Reglamento (UE) 2017/745 (MDR). Los productos sanitarios de Rehasense cuentan con el marcado UKCA y cumplen los requisitos de la normativa MHRA.

