

SPACE I / PIXEL

EL ROLLATOR ÁGIL PARA EL HOGAR



REHASENSE



SPACE I / PIXEL

THE AGILE ONE FOR THE HOME



EL COMPAÑERO EN CASA

El SPACE I fue diseñado especialmente para uso en interiores. Este elegante andador con sistema de seguridad patentado "Click & Safe" cuenta con una amplia bandeja y también puede usarse como una práctica mesa auxiliar si es necesario. Las ruedas blandas con amortiguación y el innovador chasis flexible facilitan el paso de pequeños obstáculos, como el umbral de una puerta. Este elegante compañero para el hogar está disponible en tres impresionantes diseños.

"La tranquilidad que hemos tenido desde que mi madre usa su SPACE I es invaluable. Tras una reciente cirugía de rodilla, tenía problemas para moverse sola por la casa, pero ya no gracias al PIXEL".
Manuel de Berlin

CARACTERÍSTICAS DE UN VISTAZO:

- Incluye bandeja, bolsa de tela y bolsa para accesorios para teléfono
- Mango de agarre suave y cómodo. inteligente, gafas, etc.
- Barra de control del freno de seguridad con mango ancho
- Altura del mango fácil de usar y ajustable (86-97 cm)
- Úselo como mesa auxiliar: el diseño permite que se deslice fácilmente debajo o sobre la mesa, cama, sofá, etc.
- La horquilla de rueda integrada evita que el SPACE I se atasque y arañe los muebles
- Fácil de plegar (hasta 27 cm de ancho), con función independiente

TALLAS Y COLORES

Tamaño estándar: Champán & Negro,
Blanco & Negro, Toffee & Marrón

Color de Bandeja: Solo Marrón Ahumado




DETALLES TÉCNICOS

Peso (con bandeja/bolsa)	Capacidad de carga máxima	Medidas de bandeja	Altura de bandeja	Altura de las asas	Longitud total	Ancho total	Dimensiones plegado
5,2 kg	hasta 110 kg	33 x 43 cm	71 cm	86-97 cm	64 cm	56 cm	91 x 54 x 27 cm

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES



Barra de control del freno de seguridad con mango ancho



Mecanismo de bloqueo integrado en la bisagra



Innovador cierre de seguridad «Click & Safe»



Bolsa de accesorios para utensilios como medicamentos y cosméticos



Horquilla de rueda integrada



El sistema de gestión de calidad de Rehasense cumple con las normas ISO 9001 e ISO 13485, según lo confirmado por TÜV NORD. Los productos sanitarios de Rehasense cuentan con el marcado CE y cumplen los requisitos del Reglamento (UE) 2017/745 (MDR). Los productos sanitarios de Rehasense cuentan con el marcado UKCA y cumplen los requisitos de la normativa MHRA.





SPACE I / PIXEL

THE AGILE ONE FOR THE HOME

