

SERVER HD

CAPACIDAD MAX. DE CARGA 200 KG



REHASENSE



SERVER HD

CAPACIDAD MAX. DE CARGA 200 KG



EL XL MÁS VENDIDO

SERVER HD fue diseñado específicamente para siluetas robustas. El rollator combina un diseño purista con funciones ergonómicas inteligentes que brindan seguridad y comodidad al conducir, transportar o cargar el rollator. SERVER HD está disponible con ruedas de TPE populares o Ruedas Blandas con amortiguación.

BENEFICIOS

- Bolsa de compra grande para transportar hasta 5 kg
- Asas ergonómicas con función de bloqueo
- Altura del manillar extremadamente cómoda y fácil de ajustar
- Cierre de seguridad rojo patentado "Click & Safe"
- Asa de transporte ingeniosa: asas ergonómicas bajo las barras de montaje para levantar y transportar el andador
- Reflectores de seguridad integrales disponibles para la bolsa de compra, el chasis y las manetas
- Amplia selección de accesorios como correas de respaldo, bolsas, bandeja, freno de accionamiento con una sola mano, freno de desaceleración y paraguas para rollator

TALLAS & COLORES

Grande: Antracita


Mediano: Antracita



DETALLES TÉCNICOS

Peso	Capacidad máx. de carga	Altura del asiento	Ancho de asiento	Ancho plegado	Ancho total	Distancia entre manetas	Alturas de manetas de medianas a grandes
Grande 7,9 kg	bis 200 kg	Grande 62 cm	55 cm	23 cm	69 cm	56 cm	66-102 cm
Mediano 7,6 kg sin bolsa de compra 340 gr		Mediano 55 cm					

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES



Con ruedas clásicas de TPE o Blandas que absorben los impactos

Incluye soporte para bastón

Empuñaduras ergonómicas moldeadas a la forma de la mano

La maneta de freno puede ser operada sin mucho esfuerzo

Empuñaduras ergonómicas para levantar y transportar

Sistema de cierre "Click & Safe" probado y seguro

ACCESORIOS



Correa trasera

Lámparas LED

Bolsa de transporte



Su distribuidor de Rehasense



Rehasense's quality management system complies with both the ISO 9001 and ISO 13485 standards, as confirmed by TUV NORD. Rehasense's medical devices are CE-marked and meet the requirements of EU Regulation 2017/745 (MDR.) Rehasense's medical devices are UKCA-marked and meet the requirements of MHRA regulations.





REHASENSE



SERVER HD

MAX. LOAD CAPACITY 200 KG



+49 2821 590 8587

info@rehasense.com

www.rehasense.com