

# SPACE CF

EL ELEGANTE ROLLATOR DE CARBONO



REHASENSE



# SPACE CF

## EL ELEGANTE ROLLATOR DE CARBONO



### LA CLASE PREMIUM

Siguiendo los principios de diseño de Rehasense de Seguridad, Comodidad, Funcionalidad: nuestro equipo de I+D ha sido pionero en la fabricación de andadores de fibra de carbono y produce los andadores de fibra de carbono más ligeros del mercado. El elegante armazón del SPACE CF se inspira en el estilo purista del diseño danés. El ajuste inteligente de la altura del manillar proporciona mayor comodidad al usuario.

### CARACTERÍSTICAS DE UN VISTAZO

- Bolsa de compra grande para transportar hasta 5 kg
- Mangos ergonómicos con función de bloqueo
- Altura del mango fácil de usar y ajustable
- Cierre de seguridad patentado, rojo, "Click & Safe"
- Ingeniosa asa de transporte: asas ergonómicas debajo de las barras de montaje para levantar y transportar el rollator
- Reflectores de seguridad integrales disponibles para bolsas de compras, marcos y manetas
- Gran selección de accesorios como correas de respaldo, bolsas, etc.

### TALLAS Y COLORES

Grande: Carbón, Violeta  
Mediano: Carbón, Violeta




### DETALLES TÉCNICOS

| Peso                         | Capacidad de carga máxima | Altura del asiento | Ancho del asiento | Ancho plegado | Ancho total | Distancia entre asas | Altura del mango de peq. a grande |
|------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------|----------------------|-----------------------------------|
| Grande 5,3 kg + cesta 330 g  | up to 150 kg              | Grande 62 cm       | 46 cm             | 23 cm         | 61 cm       | 47 cm                | Grande 74-102cm                   |
| Mediana 4,9 kg + cesta 330 g | up to 150 kg              | Mediana 55 cm      | 46 cm             | 23 cm         | 61 cm       | 47 cm                | Mediana 66-86cm                   |

### CARACTERÍSTICAS ESPECIALES



Frenos que no requieren mantenimiento y ruedas TPE fiables




Perfil de cuadro de carbono único que garantiza la construcción más liviana pero con una durabilidad de hasta 150 kg




Respaldo y soporte de muleta incluido de serie



Palanca de freno puede ser operada sin mucho esfuerzo



Agarre ergonómico para levantar y transportar



Gracias al cierre «Click & Safe», el rollator se cierra de forma segura

### ACCESORIOS



Campanas y luces LED




Bandeja



Asiento acolchado



Práctica bolsa de compras con asas de transporte



Su distribuidor de Rehasense



El sistema de gestión de calidad de Rehasense cumple con las normas ISO 9001 e ISO 13485, según lo confirmado por TÜV NORD. Los productos sanitarios de Rehasense cuentan con el marcado CE y cumplen los requisitos del Reglamento (UE) 2017/745 (MDR). Los productos sanitarios de Rehasense cuentan con el marcado UKCA y cumplen los requisitos de la normativa MHRA.

