

SPACE LX

EL ROLLATOR PARA CADA DÍA



REHASENSE



SPACE LX

EL ROLLATOR PARA CADA DÍA



EL MÁS VENDIDO

El SPACE LXrollator combina un diseño intuitivo y líneas suaves fabricado en aleación de alta resistencia. Peso máximo del usuario: 150 kg. Su diseño ligero facilita caminar, levantar objetos y girar, tanto en interiores como en exteriores. Incluye respaldo y soporte para bastón. Disponible en talla mediana o grande y en 3 colores.

CARACTERÍSTICAS DE UN VISTAZO

- Viene con una cómoda correa trasera
- Bolsa de compras grande para transportar hasta 5 kg
- Mangos ergonómicos con función de bloqueo
- Altura del mango extremadamente cómoda y fácil de adaptar
- Cierre de seguridad patentado, rojo, "Click & Safe"
- Ingeniosa asa de transporte: asas ergonómicas debajo de las barras de montaje para levantar y transportar el rollator
- Reflectores de seguridad integrales disponibles para bolsas de compras, marcos y manetas
- Incluye protector de borde y pedal de paso

TALLAS Y COLORES

Grande: Gris sobrio, Dorado champán, Azul eléctrico, Verde
Mediano: Gris sobrio, Dorado champán, Azul eléctrico, Verde



DETALLES TÉCNICOS

Peso	Capacidad de carga máxima	Altura del asiento	Ancho del asiento	Ancho plegado	Ancho total	Distancia entre manetas	Alturas de los mangos
Grande 5,8 kg + cesta 330 g	hasta 150 kg	Grande 62 cm	46 cm	Grande 22 cm	Grande 62 cm	56 cm	Grande 80-102 cm
Mediana 5,7 kg + cesta 330 g		Mediana 55 cm		Mediana 22 cm	Mediana 62 cm		Mediana 72-85 cm

SPECIAL FEATURES



Frenos que no requieren mantenimiento y ruedas TPE fiables




Perfil de marco de aluminio único que garantiza la construcción más ligera y una durabilidad de hasta 150 kg




Altura del manillar ajustable con suavidad y frenos de mano bloqueables



La palanca de freno se puede accionar sin mucho esfuerzo



Agarre ergonómico para levantar y transportar



Gracias al cierre «Click & Safe», el andador se cierra de forma segura

ACCESORIOS




Campanas y luces LED



Bandeja



Asiento acolchado



Freno de una mano



Su distribuidor de Rehasense



El sistema de gestión de calidad de Rehasense cumple con las normas ISO 9001 e ISO 13485, según lo confirmado por TÜV NORD. Los productos sanitarios de Rehasense cuentan con el marcado CE y cumplen los requisitos del Reglamento (UE) 2017/745 (MDR). Los productos sanitarios de Rehasense cuentan con el marcado UKCA y cumplen los requisitos de la normativa MHRA.

