

HOJA DE PEDIDO



ECO ASSIST

Precio base 3290,00 €


ID de empresa/cliente:	Orden de compra n°:	Fecha:
Persona de contacto:	Otra dirección de entrega/Empresa:	
Dirección de la calle:	Dirección de la calle:	
Ciudad y código postal:	Ciudad y código postal:	
TEL:	Observación:	
E-Mail:		

SOLICITAR PRESUPUESTO








HACER UN PEDIDO

Información del usuario:	Forma de los tubos delanteros:
Nombre de usuario como referencia:	<input type="checkbox"/> REDONDO
Marca/modelo de silla de ruedas:	<input type="checkbox"/> OVAL
Peso aproximado del usuario:	<input type="checkbox"/> KÜSCHALL K2
Diámetro del tubo delantero:	<input type="checkbox"/> KÜSCHALL K1
Distancia entre los tubos delanteros (de centro a centro):	<input type="checkbox"/> FUSIBLE MEYRA R
SOLICITAR FECHA DE ENTREGA:	<input type="checkbox"/> OFFCARR THEMIS
	OTRO

1. ECO ASSIST

Imágen	Presupuesto	Precio sin IVA	Seleccionar el tipo	Ctd
	<ul style="list-style-type: none"> • Motor: 350 W • Neumático 12½" x 2¼" con patrón urbano • Batería: Iones de litio, 48 V, 5,8 Ah (278 Wh) • Acoplamiento: Solo manual • Rango de ancho de ajuste de silla de ruedas: 210-480 mm • Compatible con silla de ruedas y tipo de cuadro: rígido y Marcos plegables/frontales fijos o abatibles • Peso máximo del usuario: 110 kg • Velocidad máxima: 20 km/h • Peso de transporte: 10 kg / peso total: 15,45 kg 	REA12MMS00 3290,00 € ●	con manillar estándar	
		REA12MMT00 3775,00 € ●	con manillar Tetra	


















2. Brazos para ajuste de ancho

Imágen	Imágen	Descripción	Precio adicional sin IVA	Opción	Ctd
		Brazo de 100 mm con soporte de abrazadera recto (predeterminado, incluye ECO Assist) (para anchos de montaje de 270-380 mm) N° de artículo: EBC202A-BK (1 pz) ●	incluido		
		Brazo de 150 mm c/abrazadera recta soporte (incluye ECO Assist) (para anchos de montaje de 370-450 mm) N° de artículo: EBC202B-BK (1 pz) ●			
		Brazo de 180 mm con soporte de abrazadera recto (para anchos de montaje de 430-480 mm) N° de artículo: EBC202C-BK (1 pz) ●	0,00 €		
		Brazo de 100 mm c/soporte de abrazadera en ángulo de 9,5°DCHO (para anchos de montaje 210/220-320/330 mm) N° de artículo: EBC212A-BK (1 pz) ●	0,00 €		
		Brazo de 100 mm con 9,5° soporte de abrazadera en ángulo IZD (para anchos de montaje 210/220-320/330 mm) N° de artículo: EBC212B-BK ●			
		Brazo de 100 mm con 80 mm Soporte de abrazadera elevada Número de artículo: EBC222A-BK ●	0,00 €		
	Brazo de 150 mm con 80 mm Soporte de abrazadera elevada Número de artículo: EBC222BBK ●	0,00 €			
	Brazo de 180 mm con 80 mm Soporte de abrazadera elevada Número de artículo: EBC222C-BK ●	0,00 €			

Nota:


El ancho debe medirse de centro a centro de los tubos delanteros, como se muestra en la imagen superior. También debe montarse y medirse lo más alto posible en el marco delantero, en el centro de una pieza recta de al menos 5-6 cm, donde se colocarán las abrazaderas. Normalmente, la medición no tiene que ser 100% precisa; basta con una tolerancia de ±5-10 mm.

3. Abrazaderas (manuales)

Imágen	Descripción	Precio adicional sin IVA	Opc.
	Abrazadera estándar de 50 mm para tubos redondos, negra - IZQUIERDA Número de artículo: EBX035-BK ●	incluido	
	Abrazadera estándar de 50 mm para tubos redondos, negra - DERECHA Número de artículo: EBX036-BK ●		
	Abrazadera estándar de 50 mm con cierre de seguridad, color negro - IZQUIERDA Número de artículo: EBX035T-BK ●	20,00 €	
	Abrazadera estándar de 50 mm con cierre de seguridad, color negro - DERECHA Número de artículo: EBX036T-BK ●		
	Abrazadera de 70 mm para tubos redondos, negra - IZQUIERDA Número de artículo: EBX03C-BK ●	0,00 €	
	Abrazadera de 70 mm para tubos redondos, negra - DERECHA Número de artículo: EBX03D-BK ●		
	 K2  K1  FUSIBLE MEYRA R  OFFCARR THEMIS Abrazaderas de 50 mm para Kuschall K2, K1, FUSIBLE Meyra R y perfiles de tubo Themis OFFCARR, negros Números de artículo: L: EBX06F-BK / R: EBX06E-BK ●	0,00 €	
	 K2  K1  FUSIBLE MEYRA R  OFFCARR THEMIS Abrazaderas de 70 mm para Kuschall K2, K1, FUSIBLE Meyra R y perfiles de tubo Themis OFFCARR, negros Números de artículo: L: EBX06H-BK / R: EBX06G-BK ●	0,00 €	
	Abrazadera de 50 mm para tubos ovalados, negra - IZQUIERDA Número de artículo: EBX07A-BK ●	0,00 €	
	Abrazadera de 50 mm para tubos ovalados, negra - DERECHA Número de artículo: EBX07B-BK ●		
	Abrazadera de 70 mm para tubos ovalados, negra - IZQUIERDA Número de artículo: EBX07C-BK ●	0,00 €	
	Abrazadera de 70 mm para tubos ovalados, negra - DERECHA Número de artículo: EBX07D-BK ●		
	Abrazadera de 40 mm para tubos redondos, negra - IZQUIERDA Número de artículo: EBX03A-BK ●	0,00 €	
	Abrazadera de 40 mm para tubos redondos, negra - DERECHA Número de artículo: EBX03B-BK ●		
	Abrazadera de 50 mm con corte para unión en T - IZQUIERDA Número de artículo: EBX03F-BK ●	0,00 €	
	Abrazadera de 50 mm con corte para unión en T - DERECHA Número de artículo: EBX03E-BK ●		



¿Alguna información o comentario adicional?

4. Husillo más largo para abrazaderas manuales

Imágen	Descripción	Precio adj. sin IVA	Opcional	Ctd
	Husillo más largo para abrazaderas manuales necesario para diámetros de tubo superiores a Ø32 mm Número de artículo: EBX058L (1 pieza) ●	0,00 €		

Importante: Tenga en cuenta que necesita 2 piezas por silla de ruedas.

5. Tubos de abrazadera

Imágen	Descripción	Precio adj. sin IVA	Opcional	Ctd
	Tubo de abrazadera estándar, 100 mm, aluminio negro. Número de artículo: EBC213-BK (1 unidad) ●	incluido		
	Tubo de abrazadera largo, 150 mm, aluminio negro. Número de artículo: EBC213A-BK (1 unidad) ●	0,00 €		

Importante: Tenga en cuenta que necesita 2 piezas por silla de ruedas.


6. Ajustes de velocidad

Marcha	1	2	3	Marcha atrás
Detalles de velocidad y marcha específicos del cliente				
Velocidad predefinida	Sí, por favor use mi perfil de configuración predeterminado			

Nota: Conduzca siempre dentro de su capacidad para controlar el dispositivo hasta detenerlo de forma segura. El uso o la conducción del dispositivo a velocidades incontrolables es responsabilidad del usuario y el fabricante o distribuidor no se responsabilizará de accidentes o daños a terceros.

¿Alguna información o comentario adicional?

7. Protectores de tubos

Imágen	Descripción	Precio por juego	Opcional	Ctd
	Protector de tubo para sillas de ruedas Panthera Número de artículo para 1 pieza: EBC02N ● (x 2 piezas)	36,00 €		
	Protector de tubo de 65 mm para tubos de Ø22 mm y abrazaderas de 50 mm Número de artículo para 1 pieza: EBC06N ● (x 2 piezas)	36,00 €		
	Protector de tubo de 86 mm para tubos de Ø22 mm y abrazaderas de 70 mm Número de artículo para 1 pieza: EBC06N-L ● (x 2 piezas)	45,00 €		
	Protector de tubo de 65 mm para tubos de Ø25 mm y abrazaderas de 50 mm Número de artículo para 1 pieza: EBC05N ● (x 2 piezas)	36,00 €		
	Protector de tubo de 86 mm para tubos de Ø25 mm y abrazaderas de 70 mm Número de artículo para 1 pieza: EBC05N-L ● (x 2 piezas)	45,00 €		

Importante: Tenga en cuenta que necesita 2 piezas por silla de ruedas)

8. Palancas de aceleración alternativas

Imágenes	Descripción	Precio adicional sin IVA	Opcional
	Palanca del acelerador derecha (predeterminada) Número de artículo: ●	incluido	
	Palanca del acelerador izquierda Número de artículo: EBE00M-LT ●	0,00 €	
	Acelerador de pulgar para Eco Assist - se adapta a ambos lados Número de artículo: EBE00M ●	60,00 €	

¿Dónde quieres montarlo?

Lado izquierdo:

Lado derecho:

¿Tienes alguna información o comentario adicional?

9. Asistencia del puño del acelerador



Imagen	Descripción	Precio sin IVA	Opcional
	Asistencia de agarre del acelerador para empuñadura estándar - NEGRO Número de artículo: EBH218-BK ●	15,00 €	
	Asistencia de agarre del acelerador para empuñadura estándar - AZUL Número de artículo: EBH218-BE ●	15,00 €	
	Asistencia de agarre del acelerador para empuñadura estándar - ROJO Número de artículo: EBH218-RD ●	15,00 €	
	Asistencia de agarre del acelerador para empuñadura estándar - VERDE Número de artículo: EBH218-GN ●	15,00 €	
	Asistencia de agarre del acelerador para empuñadura estándar - AMARILLO Número de artículo: EBH218-YW ●	15,00 €	

Se puede utilizar solo con la mano derecha.


10. Potencia del manillar

Imágenes	Descripción	Precio adic sin IVA	Opcional	Ctd
	Estándar con longitud fija de 74 mm Número de artículo: EBH00G-A	● incluido		
	Corto - longitud ajustable 180-215 mm Número de artículo: EBH00G	● 60,00 €		
	Largo - longitud ajustable 210-265 mm Número de artículo: EBH01G	● 60,00 €		
	Abrazadera para potencia de manillar con mayor ángulo. Puede ser necesaria en situaciones específicas. Número de artículo: EBH200-A	● 30,00 €		
	Tornillo de dedo M6x40 mm para sujeción/ajuste del ángulo Número de artículo: EBH108-L	● 6,00 €		
	Abrazadera adaptada para un mejor ajuste y ajuste de longitud Número de artículo: EBH109	● 15,00 €		
	Tornillo de dedo M6x25 mm para ajuste de longitud Número de artículo: EBH108	●		

11. Neumático/patrón alternativo

Imágenes	Descripción	Precio adic sin IVA	Opt.	Ctd
 	<p>Patrón de neumático predeterminado</p> <p>Patrón de neumático alternativo</p> <p>Neumático disponible para Eco Assist 12" 12 1/2" x 2,75" con dibujo todoterreno, negro Número de artículo: 431210</p>	● £ 50.00		
<p>Información: El neumático estándar se le enviará junto con su ECO ASSIST</p>				

12. ¿Quieres actualizar la batería de 5,8 Ah por una más grande de 11,6 Ah y pagar la diferencia?

Imagen	Descripción	Precio adic sin IVA	Opt.	Ctd
	Batería de iones de litio de alta capacidad, 48 V, 11,6 Ah, 556,8 Wh - 3,1 kg Número de artículo: EBB0048T2A	● 300,00 €		

13. Accessories

Imágen	Descripción	Precio adic sin IVA	Optar.	Ctd
	<p>Batería de iones de litio, de alta capacidad, 48 V, 11,6 Ah, 556,8 Wh - 3,1 kg Número de artículo: EBB0048T2A ●</p>	485,00 €		
	<p>Pesos para Eco Assist que proporcionan una tracción óptima en situaciones exigentes. Peso total aproximado de 10 kg (2 x 5 kg), que se puede reducir a 7,5 o 5 kg. Número de artículo: EBF00E-A ●</p>	150,00 €		
	<p>Solución completa para bolsas (incluye soporte y bolsa) Número de artículo: EBH20A ●</p>	140,00 €		
	<p>Patas de apoyo alternativas con ruedas incorporadas y varios otros beneficios Número de artículo: EBL200A ●</p>	80,00 €		
	<p>Ruedas para patas de apoyo estándar Número de artículo: EBL215 ●</p>	20,00 €		
	<p>Solución completa de reposapiés diseñada para su uso con sillas de ruedas con soportes para piernas extraíbles Número de artículo: EBL01G ●</p>	250,00 €		

13. Accesorios (continuación)

Imágenes	Descripción	Precio adic sin IVAT	Opcional	Ctd
	Control de asistencia para arranque en pendiente (HAC) Número de artículo: EBH600 ●	100,00 €		
	Espejo retrovisor Ø100 mm para lado izquierdo o derecho Compatible con tubos con un diámetro interior de al menos Ø19 mm Número de artículo: EBH01B ●	60,00 €		
	Espejo retrovisor con luz LED (juego de 2 unidades, izquierda y derecha) Número de artículo: EBH00N ●	90,00 €		
	Soporte para teléfono 1 - aluminio negro, rotación de 360 grados, rango de ancho 60-95 mm, grosor máximo del teléfono 11 mm Número de artículo: EBH220 ●	35,00 €		
	Soporte para teléfono 2 - aluminio negro, rotación de 360 grados, rango de ancho 60-100 mm, grosor del teléfono máx. 12 mm Número de artículo: EBH221 ●	45,00 €		
	Portabotellas 1 - Fácil de instalar y muy ajustable. Apto para instalar en el manillar, la potencia o la columna de dirección. Número de artículo: EBH225-A ○	35,00 €		
	Portavasos/botellas 2 - Fácil de instalar y muy ajustable. Apto para instalar en el manillar, la potencia del manillar o la columna de dirección. Número de artículo: EBH225-B ○	50,00 €		


13. Accessories continued

Imágen	Descripción	Precio adic sin IVA	Optar.	Ctd
	<p>Ruedas de transporte para manillar Eco Assist que facilitan la carga y descarga del vehículo. Versión para montaje exterior de las empuñaduras (juego de 2). Número de artículo: EBH01Y-2 ●</p>	60,00 €		
	<p>Ruedas de transporte para manillar Eco Assist que facilitan la carga y descarga del vehículo. Versión para montaje en el tubo del manillar (juego de 2 unidades). Número de artículo: EBH00Y-2 ●</p>	60,00 €		
	<p>Bloqueo de seguridad para el mango de la abrazadera que evita la apertura no deseada de la abrazadera durante la conducción. Número de artículo: EBX035-S (1 pieza) ●</p>	10,00 €		
	<p>Inflador de neumáticos inteligente Número de artículo: EBE01D ●</p>	90,00 €		

RUEDAS GRUESAS PARA SILLAS DE RUEDAS

Las ruedas para sillas de ruedas todoterreno son ideales para una conducción cómoda y segura con su Eco Assist (complemento para silla de ruedas), especialmente en terrenos accidentados y blandos, o donde quieras.

Stylish MAG Rueda de 24"x1,75" apta para conducción con Eco Assist

Imágen	Descripción	Precio/ par sin IVA	Opcional	Ctd
	NEUMÁTICO: 24"x1.75" con diseño urbano, negro	300,00 €	Con rodamientos de ϕ 1/2"/12,7 mm 264EX8	
	LLANTA: 507 x 27 mm, aluminio negro			
	RADIOS: 5 radios macizos, negro			
	BUJE: Integrado 48/60 mm, desplazado, negro			
	ARO DE EMPUJE: Incl(aluminio negro c/ 6 empalmes)			
	DIÁMETRO EXTERIOR: aprox. 600 x 40 mm			
	PESO (par): 5 kg			
	Nº DE ARTÍCULO juego d ruedas de ϕ1/2": 264EX8 ●			

FATBOY Rueda de 20"x4.0" con neumático Chaoyang


Imágen	Descripción	Precio/ par sin IVA	Opcional	Ctd
	NEUMÁTICO: Chaoyang, Sand Storm 20"x4.0", negro	550,00 €	With ϕ 1/2"/12.7 mm bearings 26F006SET	
	LLANTA: 406 x 80 mm, aluminio negro			
	RADIOS: 36 uds., 2 cruzados, negros, ϕ 2.3 mm			
	BUJE: Brida alta 79/90 mm, desplazado, negro			
	ARO DE EMPUJE: No incluido			
	DIÁMETRO EXTERIOR: aprox. 571 x 97 mm			
	PESO (par): 5.6 kg			
	Nº DE ARTÍCULO juego d ruedas de ϕ1/2": 26F006SET ●			
Add pushrim at extra price? Item no.: 3420E5 ●	55,00 €			

FATBOY Rueda de 20"x4.0" con neumático CST BFT

Imágen	Descripción	Precio/ par sin IVA	Opcional	Ctd
	NEUMÁTICO: CST BFT 20"x4.0", 100-406 mm, negro	499,00 €	With ϕ 1/2"/12.7 mm bearings 26F005SET	
	LLANTA: 406 x 80 mm, aluminio negro			
	RADIOS: 36 uds., 2 cruzados, negros, ϕ 2.3 mm			
	BUJE: Brida alta 79/90 mm, desplazado, negro.			
	ARO DE EMPUJE: No incluido			
	DIÁMETRO EXTERIOR: aprox. 565 x 96 mm			
	PESO (par): 5.1 kg			
	Nº DE ARTÍCULO juego d ruedas de ϕ1/2": 26F005SET ●			
¿Añadir aro de empuje a un precio adicional? N.º de artículo: 3420E5 ●	55,00 €			

● Siempre en stock ○ No disponible en este momento. Consultar plazo de entrega.

FATMAN Rueda de 24" x 2,35" con neumático Schwalbe Crazy Bob

Imágen	Descripción	Precio/ par sin IVA	Opcional	Ctd
	NEUMÁTICO: Schwalbe Crazy Bob 24" x 2,35", black	610,00 €	Con ø1/2" / 12,7 mm aspectos 26F411SET	
	LLANTA: 507 x 80 mm, aluminio negro			
	RADIOS: 36 piezas, 2 cruces, negros, ø2,3 mm			
	BUJE: Brida alta 79/90 mm, desplazado, negro			
	ARO DE EMPUJE: incluida (alum. negro c/ 6 empalmes).			
	DIÁMETRO EXTERIOR: aprox. 625 x 78 mm			
	PESO (par): 6.1 kg			
	Nº DE ARTÍCULO para juego de ruedas de ø1/2": ● 26F411SET			

EASY RIDER Rueda de 24" x 2" con neumático Schwalbe Big Apple

Imágen	Descripción	Precio/ par sin IVA	Opcional	Ctd
	NEUMÁTICO: Schwalbe Big Apple 24" x 2", negro	460,00 €	Con ø1/2" / 12,7 mm aspectos 26F413SET	
	LLANTA: 507 x 57 mm, aluminio negro			
	RADIOS: 36 piezas, 2 cruces, negros, ø2,3 mm			
	BUJE: Brida alta 53/64 mm, desplazado, negro			
	ARO DE EMPUJE: Incluido (alum. negro c/ 6 empalmes)			
	DIÁMETRO EXTERIOR: aprox. 610 x 57 mm			
	PESO (par): 4.8 kg			
	Nº DE ARTÍCULO para juego de ruedas de ø1/2": ● 26F413SET			


EASY RIDER Rueda de 24" x 2" con neumático Schwalbe SMART SAM

Imágen	Descripción	Precio/ par sin IVA	Opcional	Ctd
	NEUMÁTICO: Schwalbe SMART SAM 24" x 2", negro	480,00 €	Con ø1/2" / 12,7 mm aspectos 26F414SET	
	LLANTA: 507 x 57 mm, aluminio negro			
	RADIOS: 36 uds., 2 cruzados, negros ø2,3 mm			
	BUJE: Brida alta 53/64 mm, desplazado, negro			
	ARO DE EMPUJE: Incluido (alum. negro c/ 6 empalmes)			
	DIÁMETRO EXTERIOR: aprox. 615 x 60 mm			
	PESO (par): 4.7 kg			
	Nº DE ARTÍCULO para juego de ruedas de ø1/2": ● 26F414SET			

FLEX RIDER wheel 24"x2.35" with Schwalbe Crazy Bob tyre

Imágen	Descripción	Precio/ par sin IVA	Opcional	Ctd
	NEUMÁTICO: Schwalbe Crazy Bob 24"x 2.35", negro	£ 499.00	Con ø1/2"/12.7 mm aspectos 26F417SET	
	LLANTA: 507 x 57 mm, aluminio negro			
	RADIOS: 36 piezas, 2 cruces, negros, Ø2,3 mm			
	BUJE: Brida alta 79/90 mm, desplazado, negro			
	ARO DE EMPUJE: Incluido (alum. negro c/ 6 empalmes)			
	DIÁMETRO EXTERIOR: aprox. 628 x 67 mm			
	PESO (par): 5.8 kg			
	Nº DE ARTÍCULO para juego de ruedas de ø1/2": ● 26F417SET			


FLEX RIDER wheel 24"x2.35" with Schwalbe SMART SAM tyre

Imágen	Descripción	Precio/ par sin IVAT	Opcional	Ctd
	NEUMÁTICO: Schwalbe SMART SAM 24"x2.35", negro	£ 525.00	Con ø1/2"/12.7 mm aspectos 26F417SET	
	LLANTA: 507 x 57 mm, aluminio negro			
	RADIOS: 36 uds., 2 cruzados, negros, Ø2,3 mm			
	BUJE: Brida alta 53/64 mm, desplazado, negro			
	ARO DE EMPUJE: Incluido (alum. negro c/ 6 empalmes)			
	DIÁMETRO EXTERIOR: aprox. 625 x 64 mm			
	PESO (par): 5 kg			
	Nº DE ARTÍCULO para juego de ruedas de ø1/2": ● 26F416SET			


MOUNTAIN BIKE off-road challenger wheel package

Imágen	Descripción	Precio/ par sin IVA	Opcional	Ctd
	NEUMÁTICO: 24", negro	£ 299.00	Con ø1/2"/12.7 mm aspectos 264EZG-L 264EZG-R	
	LLANTA: 507 x 57 mm, aluminio negro			
	RADIOS: 36 uds, 2 transversales, negros Ø2,3 mm			
	BUJE: Brida de 10 mm de alto, 53/64 mm, desplazada, negra			
	ARO DE EMPUJE: Incluido (alum. negro c/ 6 empalmes)		Con ø1/2"/12.7 mm aspectos 264EXG-L 264EXG-R	
	PESO: 2.12 kg			
	Nº DE ARTÍCULO para rueda de ø1/2": ● 264EZG-L, 264EZG-R			
	Nº DE ARTÍCULO para rueda de ø12 mm: ● 264EXG-L, 264EXG-R			

Ejes QR para ruedas FAT superiores

Imágen	Descripción	Números de artículo		Precio por par sin IVA	Opcional	Ctd
	Ejes QR de 99 mm con botón de liberación de aluminio negro, incluido el logotipo RHS (o rueda MAG).	Ø½"/12.7 mm	6181M1 ●	15,00 €		
	Ejes QR de 108 mm con botón de liberación de aluminio negro, incluido el logotipo RHS. - para rueda MAG	Ø½"/12.7 mm	6181M2 ●			
	Ejes QR de 130 mm con botón de liberación de aluminio negro, incluido el logotipo RHS - para ruedas con buje de 79/90 mm	Ø½"/12.7 mm	6183E5 ●	15,00 €		
	Ejes QR de 140 mm con botón de liberación de aluminio negro, incl. el logo RHS - para ruedas con buje de 79/90 mm	Ø½"/12.7 mm	6183E1 ●			
	Ejes QR de 145 mm con botón de liberación de aluminio negro, incluido el logotipo RHS - para ruedas con buje de 79/90 mm	Ø½"/12.7 mm	6183D8 ●			
	Ejes QR de 150 mm con botón de liberación de aluminio negro, incluido el logotipo RHS - para ruedas con buje de 79/90 mm	Ø½"/12.7 mm	6183D9 ●			
	Ejes QR de 104 mm con botón de liberación de aluminio negro, incluido el logotipo RHS - para ruedas con buje de 53/64 mm	Ø½"/12.7 mm	6183E2 ●	15,00 €		
	Ejes QR de 114 mm con botón de liberación de aluminio negro, incluido el logotipo RHS - para ruedas con buje de 53/64 mm	Ø½"/12.7 mm	6183E3 ●			

Bujes distanciadores para colocación entre la rueda FAT y el buje

Imágen	Descripción	Precio por par sin IVA	Opcional	Qty
	Casquillo distanciador Ø1/2"x 6mm, acero galvanizado Número de artículo: 1942C3 ●	5,00 €		
	Casquillo distanciador Ø1/2"x 9mm, acero galvanizado Número de artículo: 1942C4 ●			
	Casquillo distanciador Ø1/2"x 12mm, acero galvanizado Número de artículo: 1942C5 ●			

Otra información importante para ese pedido (copia del correo etc.)

Nota:
 Conduzca siempre dentro de su capacidad para controlar el dispositivo hasta detenerlo de forma segura. El uso o la conducción del dispositivo a velocidades incontrolables es responsabilidad del usuario y el fabricante o distribuidor declinará cualquier responsabilidad por accidentes o daños a terceros. Descargo de responsabilidad: debe firmarse si se ha configurado una velocidad personalizada. Le informamos que el uso del PAWS con velocidades máximas superiores a 6,5 km/h solo está permitido en vías públicas en ciertos países y, de lo contrario, solo puede usarse en propiedades privadas. En ausencia de aprobación, de acuerdo con las leyes de tráfico, el PAWS con velocidades superiores a 6,5 km/h no puede circular por vías públicas, carriles bici ni aceras. Debe informarse sobre la legislación específica de su país con respecto al uso y su obligación legal de asegurar el PAWS con velocidades superiores a 6,5 km/h (13, 20 y 29 km/h). Cuando viaje con su PAWS, consulte siempre la legislación específica del país correspondiente. Al realizar un pedido de un máximo de 6,5 km/h. Para velocidades superiores a 6,5 km/h, confirme con su firma a continuación que ha comprendido la información anterior y que solo pretende utilizar su PAWS en propiedades privadas. Le informamos que el uso del PAWS a velocidades superiores a 6,5 km/h solo está permitido en vías públicas en ciertos países; en otros casos, solo se permite su uso en propiedades privadas. Confirme con su firma a continuación que ha comprendido la información anterior y que solo pretende utilizar su PAWS en propiedades privadas. Por la presente, confirmo que conozco la información anterior y que cumpliré estrictamente la legislación específica de mi país.

<p>Fecha</p>	<p>Firma del cliente</p>
---------------------	---------------------------------