

HOJA DE PEDIDO

ICON 125

LA SILLA DE RUEDAS CONFORTABLE

VARIANTE DISPONIBLE HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

PVP NETO:

- Ancho del asiento ajustable (+4 cm)
- Inclinación del asiento: 35 grados, centro de gravedad fijo, ajuste del respaldo: 30 grados
- La profundidad del asiento se ajusta de forma continua para un ángulo ideal de las rodillas en el reposapiernas
- El marco del respaldo es ajustable en ángulo, profundidad y altura, lo que facilita el montaje de accesorios como la plataforma para la unidad de oxígeno
- Reposacabezas con aletas laterales ajustables
- Numerosos accesorios disponibles para la ICON 125: mesa, cinturón, almohadillas laterales, etc.
- Peso máx. soportado: 150 kg



Ancho del asiento	Rueda trasera	Color	N° de artículo	Cantidad de pedido	Frenos de tambor	Ayuda antivuelco		Therapy table		Safety belt		Anti-tip	
						Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	Si	No	Izquierda	Derecha
41 cm	16"	Plata	RW12541SA0		Si								
41 cm	24"	Plata	RW12541SS0		Si								
41 cm	24"	Plata	RW12541SS1		No								
46 cm	16"	Plata	RW12546SA0		Si								
46 cm	24"	Plata	RW12546SS0		Si								
46 cm	24"	Plata	RW12546SS1		No								
51 cm	16"	Plata	RW12551SA0		Si								
51 cm	24"	Plata	RW12551SS0		Si								
51 cm	24"	Plata	RW12551SS1		No								

Los errores de impresión, las erratas y las modificaciones quedan reservados al fabricante.

Nombre:	Fecha:
ID del cliente:	N° de pedido:
Persona de contacto:	Dirección de entrega:
Correo electrónico:	Número de calle y casa:
Tel./Fax:	Ciudad y código postal: